

In-Fusionクローニング実験が気になっているあなた、今始めませんか？

In-Fusionクローニングスタートアップ応援キャンペーン

キャンペーン期間：2024年5月13日（月）～6月28日（金）ご注文分まで

In-Fusionクローニングのスターターセットとして2つの製品・特典をご用意！

that's
GOOD
sciences!

従来品より成功率Up、他社品よりエラーが少ない
「In-Fusion® Snap Assembly Master Mix
(10回用)」を40%OFFのお試し価格でご提供



世界最高クラスの正確性を持つPCR酵素
「PrimeSTAR® Max DNA Polymerase Ver.2」
の無料サンプル(25回用)をもれなくプレゼント

(注) 本スタートアップ応援キャンペーンは、In-Fusion® Snapを初めてお使いになるラボの方限定です。

40%OFFのお試し価格でご提供

クローニングでの失敗を減らしたいならこのキット

In-Fusion® Snap Assembly Master Mix

? In-Fusionクローニングとは？

制限酵素、ライゲーションキットによる切り貼りが一切不要で、使用する任意のベクターの末端配列を利用してクローニングを行うため、あらゆるベクターが使用でき、余分な配列が一切付加されず、しかも定方向クローニングを行うことができます。他社同タイプキットに比べて、クローニングエラーが少ないためより正確なクローニングが可能です。

製品名	キット構成	容量	製品コード	通常価格 (税別)	キャンペーン価格 (税別)
In-Fusion® Snap Assembly Master Mix	・5X In-Fusion Snap Assembly Master Mix ・pUC19 Control Vector ・Control Insert	10回	638947	¥25,000	¥15,000

無料サンプルをもれなくプレゼント

世界最高クラスの正確性と世界最速クラスの伸長性を誇るクローニングのためのPCR酵素

PrimeSTAR® Max DNA Polymerase Ver.2

? PrimeSTAR® Maxとは？

PrimeSTAR® Maxは、世界最速の伸長性(5秒/kb~)とPrimeSTAR® HSが元来有する非常に高い正確性、高感度、高特異性ならびに確実性を兼ね備えた世界最高水準のPCR酵素です。酵素自体が有する高いプライミング効率と独自の伸長因子の添加により、PCR反応の驚異的なハイスピード化を実現しました。

Ver.2は従来品に比べ、高速反応での増幅成功率が向上しています。

製品名	容量	製品コード
PrimeSTAR® Max DNA Polymerase Ver.2	25回 (50 µl反応系)	R047S

チラシ裏面の専用発注書でご注文いただくと、In-Fusion® Snapの特別価格でのご提供とPrimeSTAR® Max Ver.2の無料サンプルプレゼントの両方の特典を適用させていただきます。

In-Fusionクローニングスタートアップ応援キャンペーン専用発注書

期間: 2024年5月13日(月)~6月28日(金)ご注文分まで

【ご注文方法】以下の必要事項を全てご記入いただき、弊社試薬販売店にお渡しください。

- <注意事項> ・本キャンペーンは、In-Fusion Snapを初めてお使いになるラボの方限定です。
・キャンペーンのご利用回数は、1ラボにつき1回限りとさせていただきます。

お名前			
ご所属	機関名	部署	所属
所在地	〒		
電話番号・FAX	TEL	FAX	
メールアドレス			
ご注文日	2024年 月 日		

※弊社がお客様から頂いた個人情報の取扱いについては、外部への流出が無きよう努め、その保護・管理の徹底をはかります。データ整理や資料発送等の目的で個人情報の取扱いを外部の会社へ委託する場合がありますが、その際には、委託先の選定には細心の注意を払い、また、業務委託契約、秘密保持契約を締結するなど、個人情報の保護が担保されるよう、委託先管理について徹底をはかります。お客様のご関心があると思われる情報、ご請求された資料や試供品などをご提供させていただく目的で、弊社よりご連絡をさせていただく場合があります。お客様がこういった弊社からのご連絡をご希望されない場合は、弊社にご連絡いただくことでいつでも停止することができます。

【ご注文製品】

製品コード	Takara Code	製品名	容量	個数	特別価格(税別)
638947	Z8947N	In-Fusion® Snap Assembly Master Mix	10回	1	¥15,000
R047S	R047S	PrimeSTAR® Max DNA Polymerase Ver.2	25回	1	—

弊社試薬販売店様へのお願い

本発注書をお客様から受け取られましたら、誠にお手数ですが以下の各項目をご記入いただき、弊社受注窓口までFAXしていただきますよう、よろしくお願いいたします。**本発注書は必ず必要です。**

※1) 本発注書だけでも受付可能です

※2) 貴社注文書もお送りいただく場合は二重注文を防ぐために、貴社注文書の備考欄に「別途専用発注書あり」と明記してください

会社名: _____ 営業所: _____ ご担当: _____

Tel: _____ Fax: _____

試薬販売店様 ご注文番号: _____

タカラバイオ受注窓口 FAX:077-561-3822 TEL:077-565-6977

- ・本チラシで紹介した製品はすべて研究用として販売しております。ヒト、動物への医療、臨床診断用には使用しないようご注意ください。また、食品、化粧品、家庭用品等として使用しないでください。
- ・タカラバイオの承認を得ずに製品の再販・譲渡、再販・譲渡のための改変、商用製品の製造に使用することは禁止されています。
- ・ライセンスなどに関する最新の情報は弊社ウェブサイトをご覧ください。
- ・本チラシに記載されている会社名および商品名などは、各社の商号、または登録済みもしくは未登録の商標であり、これらは各所有者に帰属します。
- ・本チラシ記載の価格は2024年5月13日現在の希望小売価格です。価格に消費税は含まれておりません。

2024年5月作成G

タカラバイオ株式会社

営業部(東京) TEL 03-3271-8553 FAX 03-3271-7282

営業部(本社) TEL 077-565-6969 FAX 077-565-6995

テクニカルサポートライン TEL 077-565-6999 FAX 077-565-6995

Website <https://www.takara-bio.co.jp>Facebook <https://www.facebook.com/takarabio.jp>

取扱店