

セットでお得キャンペーン

RNA Polymerase & Pyrophosphatase (inorganic)

期間：2024年10月1日(火)～2024年12月27日(金)

IVT technique



Pyrophosphatase (inorganic) (IPP)を添加するだけで
in vitro transcription (IVT)時のRNA収量が大幅アップ!




- ✓ T7 RNA Polymerase (従来品または改変型)とIPPの特別セット価格
- ✓ 高品質のHigh Quality (HQ)グレード:
基礎研究からプロセス開発まで様々な用途に対応可能
- ✓ mRNAの大量合成の検討にも適した大容量品



弊社独自の改変型RNA合成酵素 **NEW**

PrimeCap™ T7 RNA Polymerase (low dsRNA), HQ


- RNA合成でのdsRNA生成を大幅に低減
- 高いキャッピング効率を実現 (※Capアナログ使用時)



Pyrophosphatase (inorganic), HQ

- RNA合成反応中に生じる無機ピロリン酸を分解
- 合成を促進し、RNA収量をアップ

* 無機ピロリン酸は、反応液中のPolymeraseの補因子(Mg²⁺)と結合して沈殿物を生じ、RNA合成反応を低下させます。



期間限定のお得なセットをご利用ください!

キャンペーンコード	製品コード	製品名	容量	特別セット価格
WE0325	2561A	PrimeCap™ T7 RNA Polymerase (low dsRNA), HQ	200,000 U	¥180,000
	2451A	Pyrophosphatase (inorganic), HQ	1,000 U	
WE0326	2542A	T7 RNA Polymerase, HQ	200,000 U	¥150,000
	2451A	Pyrophosphatase (inorganic), HQ	1,000 U	

※専用発注書(裏面)にてご注文ください。表示価格はすべて税別です。

High Quality
グレードとは?

一般試薬をベースに、より厳格な製造規格・品質試験を採用した高品質グレード品

- 不純物試験実施 (Endotoxin、Bioburden、ホストセルほか)
- 最終組成液にヒトまたは動物由来成分を不使用 (Animal Origin Free, AOF)

★ 詳細は...

タカラバイオ RNA合成 セットでお得

検索

セットでお得キャンペーン RNA Polymerase & Pyrophosphatase (inorganic) 専用発注書

この度はキャンペーンにお申込みいただき誠にありがとうございます。本専用発注書に必要事項をご記入の上、弊社販売店にお渡しください。本専用発注書は期間中何度でもご利用いただけます。

期間：～2024年12月27日(金)ご注文分まで

フリガナ お名前			
ご所属	大学名、企業名	学部、部署	学科、所属
住所	〒		
電話番号・FAX	TEL	FAX	
メールアドレス			
ご注文日	2024年	月	日

※弊社がお客から頂いた個人情報の取扱いについては、外部への流出が無きよう努め、その保護・管理の徹底をはかります。データ整理や資料発送等の目的で個人情報の取扱いを外部の会社へ委託する場合がありますが、その際には、委託先の選定には細心の注意を払い、また、業務委託契約、秘密保持契約を締結するなど、個人情報の保護が担保されるよう、委託先管理について徹底をはかります。

■ ご注文内容：下記対象製品から選択して、ご注文数量を記入ください

キャンペーン コード	セット内容	製品コード	容量	特別セット価格 (税別)	ご注文数量
WE0325	PrimeCap™ T7 RNA Polymerase (low dsRNA), HQ	2561A	200,000 U	¥180,000	() セット
	Pyrophosphatase (inorganic), HQ	2451A	1,000 U		
WE0326	T7 RNA Polymerase, HQ	2542A	200,000 U	¥150,000	() セット
	Pyrophosphatase (inorganic), HQ	2451A	1,000 U		

弊社試薬販売店様へのお願い

本発注書をお客から受け取られましたら、誠にお手数ですが以下の各項目をご記入いただき、弊社受注窓口までFAXしていただきますよう、よろしくお願いいたします。**本発注書は必ず必要です。**

※1) 本発注書だけでも受付可能です

※2) 貴社注文書もお送りいただく場合は二重注文を防ぐために、貴社注文書の備考欄に「別途専用発注書あり」と明記してください

会社名：_____ 営業所：_____ ご担当：_____

Tel: _____ Fax: _____

試薬販売店様 ご注文番号：_____

タカラバイオ受注窓口 FAX:077-561-3822 TEL:077-565-6977

- 本チラシで紹介した製品はすべて研究用として販売しております。ヒト、動物への医療、臨床診断用には使用しないようご注意ください。また、食品、化粧品、家庭用品等として使用しないでください。
- タカラバイオの承認を得ずに製品の再販・譲渡、再販・譲渡のための改変、商用製品の製造に使用することは禁止されています。
- 本チラシに記載されている会社名および商品名などは、各社の商号、または登録済みもしくは未登録の商標であり、これらは各所有者に帰属します。
- ライセンスなどに関する最新の情報は弊社ウェブサイトをご覧ください。
- 本チラシ記載の価格は2024年10月1日現在の希望小売価格です。価格に消費税は含まれておりません。

2024年10月作成N

タカラバイオ株式会社

営業部(東京) TEL 03-3271-8553 FAX 03-3271-7282

営業部(本社) TEL 077-565-6969 FAX 077-565-6995

テクニカルサポートライン TEL 077-565-6999 FAX 077-565-6995

Website <https://www.takara-bio.co.jp>

公式X @Takara_Bio_JP / https://x.com/Takara_Bio_JP

取扱店