



初めてのqPCRも安心、タカラバイオが全力サポート!

リアルタイムPCRスタートアップ応援 30%OFF キャンペーン

キャンペーン期間：2025年5月7日(水)～6月6日(金) ご注文分まで

タカラバイオでは、リアルタイムPCR(qPCR)実験に必要な試薬・サービスを数多く取り揃えています。その中から、初めてリアルタイムPCR実験を行う方でも、正確で迅速、再現性の高い結果が得られる選りすぐりの試薬製品を、特別価格でご提供いたします!



コスト重視で安く、手軽に行いたい ▶ インターカラーター法がおススメ!

qPCRマスターミックス

【2 Step RT-qPCRマスターミックス (インターカラーター法)】

製品名	概要	容量	製品コード	通常価格	キャンペーン価格
TB Green® Premix Ex Taq™ II FAST qPCR	高機能が満載。高い定量性、特異性、高速反応、色素入り、コンタミ防止	400回 ※1	RR830A	¥49,000	¥34,300
		800回 ※1	RR830B	¥93,000	¥65,100
TB Green® Premix Ex Taq™ II (Tli RNaseH Plus)	スタンダード試薬。幅広いターゲットで特異性の高い増幅が可能	200回 ※2	RR820A	¥49,000	¥34,300
		400回 ※2	RR820B	¥93,000	¥65,100

【1 Step RT-qPCRマスターミックス (インターカラーター法)】

製品名	概要	容量	製品コード	通常価格	キャンペーン価格
One Step TB Green® PrimeScript™ PLUS RT-PCR Kit (Perfect Real Time)	非特異的増幅を効果的に抑制	100回 ※2	RR096A	¥54,000	¥37,800
		500回 ※2	RR096B	¥204,000	¥142,800
One Step TB Green® PrimeScript™ RT-PCR Kit (Perfect Real Time)	高速反応タイプ、増幅効率重視	100回 ※2	RR066A	¥51,000	¥35,700
		500回 ※2	RR066B	¥198,000	¥138,600

特異性が大事。SNPタイピングや微生物検出を行いたい ▶ プローブ法がおススメ!

qPCRマスターミックス

【2 Step RT-qPCRマスターミックス (プローブ法)】

製品名	概要	容量	製品コード	通常価格	キャンペーン価格
Probe qPCR Mix	高いPCR阻害物質抵抗性と高速性を両立。環境DNAや食品由来サンプルからの検出に最適	200回 ※2	RR391A	¥39,000	¥27,300
		400回 ※2	RR391B	¥72,000	¥50,400
Probe qPCR Mix MultiPlus	遺伝子発現解析や複数ターゲットの同時検出(multiplex)に最適	400回 ※1	RR393A	¥39,000	¥27,300
		800回 ※1	RR393B	¥72,000	¥50,400

【1 Step RT-qPCRマスターミックス (プローブ法)】

製品名	概要	容量	製品コード	通常価格	キャンペーン価格
One Step PrimeScript™ RT-PCR Kit (Perfect Real Time)	高感度検出に威力を発揮	100回 ※2	RR064A	¥51,000	¥35,700
		500回 ※2	RR064B	¥192,000	¥134,400
One Step PrimeScript™ III RT-qPCR Mix	卓越した反応阻害物質耐性を持ち、クルードサンプルからも検出可能	200回 ※1	RR600A	¥51,000	¥35,700
		1,000回 ※1	RR600B	¥192,000	¥134,400

※1: 25 µl反応系 ※2: 50 µl反応系

表示価格は全て税別です。

対象製品はチラシ裏面に続く >>>

製品名	概要	容量	製品コード	通常価格	キャンペーン価格
PrimeScript™ RT Master Mix (Perfect Real Time)	逆転写反応はわずか15分!	200回※3	RR036A	¥47,000	¥32,900
		800回※3	RR036B	¥159,000	¥111,300
PrimeScript™ FAST RT reagent Kit with gDNA Eraser	ゲノムDNA除去反応をプラス。ゲノムの残存が問題となるqPCR反応系に	100回※4	RR092A	¥47,000	¥32,900
		400回※4	RR092B	¥159,000	¥111,300

※3: 10 µl反応系 ※4: 20 µl反応系

製品名	概要	容量	製品コード	通常価格	キャンペーン価格
EASY Dilution II (for Real Time PCR)	低濃度までの正確な希釈が可能	1 ml × 8	9451	¥14,000	¥9,800

【おススメサービス情報】

プライマー・プローブ設計合成サービス

Perfect Real Timeサポートシステム (PRTSS)

独自のアルゴリズムで設計済みのリアルタイムPCR用プライマー・プローブ合成サービス「PRTSS」もご提供中。タカラバイオのqPCR試薬と組み合わせれば、**面倒な条件検討不要で失敗知らず**、確実な解析結果の取得に繋がります。インターカレーター用・プローブ用の両方をご用意しており、**注文もオンラインでラクラク簡単**。ぜひ併せてご利用ください!

※本サービスはキャンペーン対象外です。

サービス項目	保証収量	納期	価格
Perfect Real Timeサポートシステム for インターカレーター	2 OD	約1週間	1、2セット ¥15,000/1セット 3~7セット ¥13,000/1セット 8セット~ ¥10,000/1セット

サービス項目	レポーター/ クエンチャー	保証収量	納期	価格
Perfect Real Timeサポートシステム for プローブ	FAM/BHQ-1	1.5 OD	約3~4週間	¥25,000/1セット※5

※5: 1セットにはプローブ1本、プライマー2本の計3本が含まれます。

★ PRTSSのご注文は **タカラバイオ PRTSS** で検索!

- 本チラシで紹介した製品はすべて研究用として販売しております。ヒト、動物への医療、臨床診断用には使用しないようご注意ください。また、食品、化粧品、家庭用品等として使用しないでください。・タカラバイオの承認を得ずに製品の再販・譲渡、再販・譲渡のための改変、商用製品の製造に使用することは禁止されています。
- 本チラシに記載されている会社名および商品名などは、各社の商号、または登録済みもしくは未登録の商標であり、これらは各所有者に帰属します。
- ライセンスなどに関する最新の情報は弊社ウェブサイトをご覧ください。
- 本チラシ記載の価格は2025年5月7日現在の希望小売価格です。価格に消費税は含まれておりません。

2025年4月作成G

タカラバイオ株式会社

営業部(東京) TEL 03-3271-8553 FAX 03-3271-7282
 営業部(本社) TEL 077-565-6969 FAX 077-565-6995
 テクニカルサポートライン TEL 077-565-6999 FAX 077-565-6995
 Website <https://www.takara-bio.co.jp>
 公式X @Takara_Bio_JP / https://x.com/Takara_Bio_JP

取扱店