

# はじめてのNGS解析応援 モニターキャンペーン



初めての方でも安心！ RNA-Seq、DNA-Seqのスタートを試薬・受託ともに全力サポート！

## サポートその①: 試薬

微量RNA-SeqのゴールドスタンダードSMART-Seq®シリーズや、簡単操作・微量対応が特長のssDNA-Seq Kitなど4製品を**30%OFF**でご提供！

## サポートその②: 受託

最短1週間の短納期！ NGSライブラリーシーケンス受託を**20%OFF**\*1でご提供！

\*1: SMART-Seq mRNA Long Read (製品コード 634376/634377) で調製したライブラリーは受託対象外です。

## ● 応募条件

- ・対象のライブラリー調製キットを初めてお使いになるラボの方
  - ・製品ご購入3ヵ月後を目途に、簡単な評価アンケートにご協力いただける方
- ※過去のご購入履歴によっては、モニターをお断りする場合があります。

## ● 対象製品・サービス

① **ライブラリー調製キット**：微量サンプルでもOKのハイスペック・簡単操作のキットが **30%OFF**

～2026/9/30(水)  
ご注文分まで

製品名	容量	製品コード	特長	通常価格 (税別)	特別価格 (税別)
SMART-Seq® mRNA HT LP *2	24回	634792	高品質 total RNA 10 pg～、またはシングルセルから短時間でイルミナ社次世代シーケンサー用ライブラリーを調製可能	¥193,000	<b>¥135,100</b>
SMART-Seq® Total RNA Single Cell Library Prep with ZapR® Depletion *2	24回	634360	分解が進んだヒト、マウス、ラットの total RNA 10 pg～、またはシングルセルからイルミナ社次世代シーケンサー用ライブラリーを調製可能	¥378,000	<b>¥264,600</b>
SMART-Seq® mRNA Long Read *3	24回	634377	total RNA 10 pg～、またはシングルセルから Oxford Nanopore Technologies (ONT) 社ロングリードシーケンサー用のcDNAを合成	¥240,000	<b>¥168,000</b>
ssDNA-Seq Kit *2	24回	NN0003	10 pgの微量DNA、断片化・短鎖DNA、一本鎖および二本鎖DNAなど幅広いサンプルからイルミナ社次世代シーケンサー用ライブラリーを調製可能	¥198,000	<b>¥138,600</b>

\*2: Unique Dual Index Kit (1-24) (製品コード 634756) はキットに含まれません。別途ご購入いただく必要があります。(キャンペーン対象外)

\*3: SMART-Seq mRNA Long Readでのライブラリー調製にはONT社製 Ligation Sequencing Kit V14 (Cat. No. SQK-LSK114) 等が別途必要です。

② **NGSライブラリーシーケンス受託**： **20%OFF** の特別価格で、**最短1週間**で納品！

～2026/12/25(金)  
ご依頼分まで


作業仕様	データ量*4 (目安)	混合数	特別価格 (税別)	納期
【提供物】 ・混合済みライブラリー 濃度10 nM以上 (30 µl以上) 【作業内容】 ・ライブラリー品質検定 ・NovaSeq (150PE) シーケンス 【納品物】 ・fastqファイル ・報告書	300 Gbase ・ 20億リード	上限なし	<b>¥350,000</b>	1～3週間
	600 Gbase ・ 40億リード		<b>¥700,000</b>	

\*4: データ量は目安です。保証するものではありません。

キャンペーンのご利用方法などは裏面をチェック



● キャンペーンのご利用方法（エントリー、ご注文方法、データ納品までの流れ）



● ライブラリーシーケンスのご注文方法

① 下記ウェブページよりログインし、ご依頼ください。

[https://catalog.takara-bio.co.jp/jutaku/basic\\_info.php?unitid=U100006085](https://catalog.takara-bio.co.jp/jutaku/basic_info.php?unitid=U100006085)



- ・「お手持ちの弊社参考お見積書でご注文ですか？」の設問では、「いいえ」をご選択ください。
- ・解析対象の選択肢は「調製済みライブラリー」をご選択ください。
- ・該当のアプリケーションの種類をご選択の上、必要事項をご入力ください。

② 「その他ご要望」欄に**キャンペーンコードをご入力**ください。

■ その他ご要望事項がございましたら以下にご記入ください

キャンペーンコード：

※キャンペーンコードは、本キャンペーンにエントリーいただいた方のみダウンロードいただけるライブラリー調製キット専用発注書に記載しております。キャンペーンコードの入力がない場合、特別価格での対応となりませんのでご注意ください。

③ **納品形態はクラウド納品**となります。

- ※BOXを用いたクラウド納品を行います。
- ※クラウド納品に不安がある場合は、事前にテストも可能です。ご相談ください。
- ※ご依頼内容によってはクラウド納品が難しい場合がございます。その場合は、メディア納品（HDD等、別途料金：¥15,000（税別）／件）への変更をご案内いたします。

・本チラシで紹介した製品はすべて研究用として販売しております。ヒト、動物への医療、臨床診断用には使用しないようご注意ください。また、食品、化粧品、家庭用品等として使用しないでください。・タカラバイオの承認を得ずに製品の再販・譲渡、再販・譲渡のための改変、商用製品の製造に使用することは禁止されています。  
 ・本チラシに記載されている会社名および商品名などは、各社の商号、または登録済みもしくは未登録の商標であり、これらは各所有者に帰属します。  
 ・ライセンスなどに関する最新の情報は弊社ウェブサイトをご覧ください。  
 ・本チラシ記載の価格は2026年5月18日現在の希望小売価格です。価格に消費税は含まれておりません。

2026年5月作成G

タカラバイオ株式会社

営業部(東京) TEL 03-3271-8553 FAX 03-3271-7282  
 営業部(本社) TEL 077-565-6969 FAX 077-565-6995  
 テクニカルサポートライン TEL 077-565-6999 FAX 077-565-6995  
 Website <https://www.takara-bio.co.jp>  
 公式X @Takara\_Bio\_JP / [https://x.com/Takara\\_Bio\\_JP](https://x.com/Takara_Bio_JP)

取扱店