

初めてご導入の方向けのキャンペーン

レジオネラ生菌のみを検出する
遺伝子検査法

「LC EMA-qPCR法」の スターターセットを特別価格でご提供！

期間：2017年12月1日(金)～2018年3月30日(金)ご注文分まで

2日間で結果判定が
できます！

LC EMA-qPCR法は、平成29年8月に改訂発行された「第4版レジオネラ症防止指針」(発行：公益財団法人日本建築衛生管理教育センター)に、迅速検査法のうち、「生菌のみを検出する遺伝子検査法」のひとつとして掲載されています。

本キャンペーンでは、LC EMA-qPCR法に必要な試薬&光照射装置をセットにした「レジオネラ生菌遺伝子検査スターターセット」を期間限定、特別価格にてご提供いたします。是非ご利用ください！

| 製品名 | 容量 | 製品コード | 価格(税別) |
|----------------------|----|-------|----------|
| レジオネラ生菌遺伝子検査スターターセット | 一式 | 7735 | ¥105,000 |



液体培地



EMA試薬



光照射装置



DNA抽出試薬



qPCRキット

通常価格
¥225,300(税別)
相当

◆ 検体、レジオネラ用サプリメント、リアルタイムPCR装置をご準備ください。すぐに始めていただけます！



液体培養
(LC)

EMA処理


DNA抽出

リアルタイムPCR

検査開始 1日目



2日目

培養検査前の迅速なスクリーニングが可能に！



生菌

死菌



レジオネラ生菌遺伝子検査スターターセット

お得なスタートアップキャンペーンを是非ご活用ください！ 期間：～2018年3月30日(金)ご注文分まで

■ LC EMA-qPCR法によるレジオネラ生菌遺伝子迅速検査【製品一覧】

「レジオネラ生菌遺伝子検査スターターセット」は、以下の製品 各1個を組み合わせたセットです【¥225,300(税別)相当】。

| | 製品名 | 概要 | 容量 | 製品コード | 通常価格 (税別) |
|-------------|---|----------------------------------|-------|-------|--------------|
| 液体培養(LC) | <i>Legionella</i> LC Medium Base | 液体培養に使用する培地のBase | 90 ml | 9016 | ¥16,500 |
| EMA処理試薬 | Viable <i>Legionella</i> Selection Kit for LC EMA-qPCR | LC EMA-qPCR専用のEMA試薬キット | 50回 | 7730 | ¥33,000 |
| 光照射装置 | LED Crosslinker 12 | EMA処理検体(1.5 ml チューブ) 12本を一度に処理可能 | 一式 | EM200 | ¥107,800 |
| DNA抽出試薬 | Lysis Buffer for <i>Legionella</i> | レジオネラ属菌専用の簡易DNA抽出試薬 | 50回 | 9181 | ¥11,000 |
| リアルタイムPCR試薬 | CycleavePCR® <i>Legionella</i> (16S rRNA) Detection Kit ★ | レジオネラ属菌の16S rRNA遺伝子を検出 | 50回 | CY240 | ¥57,000 |


※製品コード 7730、CY240は、容量25回分の小包装も用意しています。

★FAMとROXを検出できる幅広い装置で使用可能

Thermal Cycler Dice Real Time System III with PC/II (タカラバイオ社)、Applied Biosystems 7500 Real-Time PCR System (Thermo Fisher Scientific社)などの幅広いリアルタイムPCR装置で使用できます。

■ レジオネラLC EMA-qPCR操作の動画や、実験ハンドブックもご覧ください。

LC EMA-qPCR法 <操作フロー>



リアルタイムPCR装置 Thermal Cycler Dice® Real Time System III with PC
での反応時間は約50分です！



詳しくは、<http://www.takara-bio.co.jp/catalog/Legionella/>

- ・本チラシで紹介した製品はすべて研究用として販売しております。ヒト、動物への医療、臨床診断用には使用しないようご注意ください。また、食品、化粧品、家庭用品等として使用しないでください。
- ・タカラバイオの承認を得ずに製品の再販・譲渡、再販・譲渡のための改変、商用製品の製造に使用することは禁止されています。
- ・本チラシに記載された社名および製品名は、特に記載がなくても各社の商標または登録商標です。
- ・ライセンス情報については弊社ウェブサイトにてご確認ください。
- ・本チラシ記載の価格は2017年11月9日現在の希望小売価格です。価格に消費税は含まれておりません。

2017年11月作成N

タカラバイオ株式会社

東京支店 TEL 03-3271-8553 FAX 03-3271-7282
 関西支店 TEL 077-565-6969 FAX 077-565-6995
 TaKaRaテクニカルサポートライン
 TEL 077-565-6999 FAX 077-565-6995
 ウェブサイト <http://www.takara-bio.co.jp>
 Facebook <http://www.facebook.com/takarabio.jp>

取扱店