

Filter Columnによりさらに簡便になりました！



レジオネラ属菌DNA抽出試薬


製品名	容量	製品コード	価格(税別)
Lysis Buffer for <i>Legionella</i> Ver.2	50回	9183	¥17,000

レジオネラ属菌からDNAを抽出するための試薬です。抽出試薬は、界面活性剤とPCR阻害物質を吸着する樹脂からなり、熱処理によりDNAを抽出します。抽出液はFilter Columnにアプライし遠心することで吸着樹脂などの夾雑物を除去できるため、簡便にDNA溶液の回収が可能です。
レジオネラ属菌生菌検出法 (LC EMA-qPCR 法) に使用できます。

<内容>

- ・Lysis Buffer for *Legionella* Ver.2
- ・Filter Column

<操作フロー>



■ 関連製品 <レジオネラ属菌生菌検出法 (LC EMA-qPCR 法)>

製品名	容量	製品コード	価格(税別)
レジオネラ属菌用EMA試薬(LC EMA-qPCR法)			
Viable <i>Legionella</i> Selection Kit for LC EMA-qPCR	50回	7730	¥37,000
レジオネラの検出&定量(16S rRNA遺伝子)			
CycleavePCR™ <i>Legionella</i> (16S rRNA) Detection Kit	50回	CY240	¥63,000
液体培養に使用する培地のBase			
<i>Legionella</i> LC Medium Base Ver.2	93.52 ml	9017	¥19,000
EMA処理専用の光照射装置			
LED Crosslinker 30	一式	EM300	¥200,000

- ・本チラシで紹介した製品はすべて研究用として販売しております。ヒト、動物への医療、臨床診断用には使用しないようご注意ください。また、食品、化粧品、家庭用品等として使用しないでください。
- ・タカラバイオの承認を得ずに製品の再販・譲渡、再販・譲渡のための改変、商用製品の製造に使用することは禁止されています。
- ・ライセンスなどに関する最新の情報は弊社ウェブサイトをご覧ください。
- ・本チラシに記載されている会社名および商品名などは、各社の商号、または登録済みもしくは未登録の商標であり、これらは各所有者に帰属します。
- ・本チラシ記載の価格は2023年8月15日現在の希望小売価格です。価格に消費税は含まれておりません。

2023年8月作成N

タカラバイオ株式会社

東日本支店・西日本支店 TEL 03-3271-8553 FAX 03-3271-7282
 関西支店・営業第2部 TEL 077-565-6969 FAX 077-565-6995
 テクニカルサポートライン TEL 077-565-6999 FAX 077-565-6995
 Website <https://www.takara-bio.co.jp>
 Facebook <https://www.facebook.com/takarabio.jp>

取扱店