

QuickPrimer InvA 遺伝子

● 検出確認リスト

本検出リストは、岐阜大学大学院 医学系研究科病原体制御学分野 教授 江崎孝行先生にご提供いただいたデータを元に作成しています。

※本データは、1 ng/assay での検討結果です。

(T) : Type strain

病原体 (ラテン語名)	Quick Primer
	MR111
	InvA
<i>Salmonella enterica</i> subsp. <i>enterica</i> GTC 2380(T)	+
<i>Salmonella enterica</i> subsp. <i>salamae</i> GTC 1731(T)	+
<i>Salmonella enterica</i> subsp. <i>arizonae</i> GTC 1732(T)	+
<i>Salmonella enterica</i> subsp. <i>diarizonae</i> GTC 1733(T)	+
<i>Salmonella enterica</i> subsp. <i>houtenae</i> GTC 1734(T)	+
<i>Salmonella bongori</i> GTC 3793(T)	+
<i>Yersinia frederiksenii</i> GTC 3106(T)	-
<i>Yersinia intermedia</i> GTC 1723	-
<i>Yersinia aldovae</i> GTC 1679(T)	-
<i>Yersinia bercovieri</i> GTC 1317(T)	-
<i>Yersinia kristensenii</i> GTC 1724(T)	-
<i>Yersinia mollaretii</i> GTC 1690(T)	-
<i>Yersinia rohdei</i> GTC 1315(T)	-
<i>Yersinia ruckeri</i> GTC 1266(T)	-
<i>Aeromonas caviae</i> GTC 465(T)	-
<i>Aeromonas hydrophila</i> GTC 140(T)	-
<i>Aeromonas sobria</i> GTC 11325(T)	-
<i>Citrobacter diversus</i> GTC 114(T)	-
<i>Citrobacter freundii</i> GTC 108(T)	-
<i>Enterobacter aerogenes</i> GTC 121(T)	-
<i>Enterobacter cloacae</i> GTC 9622(T)	-
<i>Escherichia coli</i> GTC 503(T)	-
<i>Klebsiella oxytoca</i> GTC 108(T)	-
<i>Klebsiella pneumoniae</i> GTC 107(T)	-
<i>Plesiomonas shigelloides</i> GTC 410(T)	-
<i>Proteus inconstans</i> GTC 9551(T)	-
<i>Proteus mirabilis</i> GTC 1262(T)	-
<i>Proteus morgani</i> GTC 115	-
<i>Proteus penneri</i> GTC 349(T)	-
<i>Proteus vulgaris</i> GTC 134(T)	-
<i>Providentia alcaligenes</i> GTC 2022(T)	-
<i>Providentia stuartii</i> GTC 1722(T)	-
<i>Serratia liquefaciens</i> GTC 3871(T)	-
<i>Serratia marcescens</i> ATCC 13880	-
<i>Serratia odorifera</i> GTC 1344(T)	-
<i>Serratia rubidaea</i> GTC 136	-
<i>Shigella flexneri</i> GTC 780(T)	-

<ご注意>

本データは、TB Green *Premix Ex Taq* (Tli RNaseH Plus) の旧バージョン (製品コード RR041A/B、販売終了) を用いて確認しています。

v201903

タカラバイオ株式会社

ウェブサイト <http://www.takara-bio.co.jp>

製品についての技術的なお問い合わせ先

テクニカルサポートライン

Tel 077-565-6999

Fax 077-565-6995