

QuickPrimer

Staphylococcus spp. (16S rDNA)

● 検出確認リスト

本検出リストは、岐阜大学大学院 医学系研究科病原体制御学分野 教授 江崎孝行先生にご提供いただいたデータを元に作成しています。

※本データは、1 ng/assay での検討結果です。

(T): Type strain

病原体 (ラテン語名)	Quick Primer
	MR202
	16S rDNA (<i>Staphylococcus</i> spp.)
<i>Staphylococcus aureus</i> GTC 286(T)	+
<i>Staphylococcus aureus</i> Enterotoxin A GTC 1782	+
<i>Staphylococcus aureus</i> Enterotoxin B GTC 1518	+
<i>Staphylococcus aureus</i> Enterotoxin C GTC1523	+
<i>Staphylococcus aureus</i> Enterotoxin D GTC1781	+
<i>Staphylococcus aureus</i> Enterotoxin E GTC1782	+
<i>Staphylococcus aureus</i> Enterotoxin H GTC1783	+
<i>Staphylococcus aureus</i> Enterotoxin G GTC1518	+
<i>Staphylococcus intermedius</i> GTC 266(T)	+
<i>Staphylococcus hominis</i> GTC 48(T)	+
<i>Staphylococcus haemolyticus</i> GTC 290(T)	+
<i>Staphylococcus saprophyticus</i> GTC 843(T)	+
<i>Staphylococcus cohnii</i> GTC 248(T)	+
<i>Staphylococcus saccharolyticus</i> GTC 181(T)	-
<i>Staphylococcus carnosus</i> GTC 384(T)	-
<i>Staphylococcus simulans</i> GTC 292(T)	-

<ご注意>

本データは、TB Green *Premix Ex Taq* (Tli RNaseH Plus) の旧バージョン (製品コード RR041A/B、販売終了) を用いて確認しています。