

世界スタンダード電気泳動装置

Mupid-2x[®]へ

買換のチャンス!!

キャンペーン期間

2018年8月10日～10月31日

他社メーカー製品でも下取OK!

下取買換

キャンペーン

2018年

下取買換のメリット ①

故障などで不要になった泳動槽をメーカーを問わず引取ります。

下取買換のメリット ②

お得な価格で標準のMupid-2シリーズ品にお買換えいただけます。



下取買換キャンペーン価格


注) 通常販売価格

40,470円相当品

14,950円分もお得!

25,520円 (税抜)

Mupid-2x
アクセサリ
【別売】



ゲルメーカーセット-L (型番: GM-L) 8,380円(税抜)

Mupid-2シリーズのための標準ゲルメーカーです。

ゲルメーカーセット-HR (型番: GM-HR) 12,570円(税抜)

耐熱樹脂製のゲルメーカー。高温のアガロースを入れても変形しにくくなっています。

注) Mupid-2plusパワーサプライ(18,570円)+ Mupid-2plus泳動槽/蓋付(21,900円)

下取買換専用モデル

Mupid-2x[®]

※ゲルメーカーセットは付属しておりません。

Mupid-2x
仕様

泳動槽: 外形寸法 187 (W) x 140 (D) x 57 (H) mm
泳動槽内寸法 133 (W) x 120.5 (D) x 47.5 (H) mm
バッファ容量 約250~280ml (ゲル設置時 Max300ml)
材質 PPHOX
カバー外形寸法 157 (W) x 140 (D) x 13 (H) mm

パワーサプライ: 外形寸法 43 (W) x 109 (D) x 52 (H) mm
入力 AC 100 - 110 V
出力 DC 50 V, 100 V (入力がAC100V時)
ヒューズ 250V, 0.8A

※泳動槽のみでも下取いたします。(パワーサプライ単体は下取対象外)

※下取品につきましては、先にご送付をお願いしております。

※下取品がない場合には、Mupid-2Xはお買い求めいただけません。

※適用上限: 下取品1台につきMupid-2X1台を購入いただけます。

※他社メーカーのアクセサリ類についてはご使用いただけない場合がございます。

※製品の保証期間は通常品と同じく購入日より一年間になります。

総販売元: 株式会社 **ミューピッド**

<http://www.mupid.com/>

info@mupid.com

〒103-0004 東京都中央区東日本橋 1-4-6-8 F

TEL: 03-5839-2533 FAX: 03-3862-1285

販売元

タカラバイオ株式会社

東京支店 TEL 03-3271-8553 FAX 03-3271-7282

関西支店 TEL 077-565-6969 FAX 077-565-6995

TaKaRaテクニカルサポートライン

TEL 077-565-6999 FAX 077-565-6995

Website

<http://www.takara-bio.co.jp>

取扱店