

pKF3 DNA (2246 bp) の制限酵素切断地図

数字は、*Nco* の認識部位CCATGGのAを1として、その位置から制限酵素の最初の認識塩基までの数を表した。円の内側にはpKF3を1カ所切断する制限酵素を列挙した。外側にはクローニングサイトおよび2カ所と3カ所切断する酵素を列挙し、()内はその制限酵素の切断数を示した。

参考文献

1) Hashimoto-Gotoh, T., Tsujimura, A., Kuriyama, K. and Matsuda, S. (1993)
Gene 137, 211-216.

