


pUC119 DNA (3162 bp) の制限酵素切断地図

数字は、TCGCGCGTTTの最初のTを1として、その位置から制限酵素の最初の認識塩基までの数を表した。円の内側にはpUC119を1カ所切断する制限酵素を列挙した。外側にはクローニングサイトおよび2カ所と3カ所切断する酵素を列挙し、()内はその制限酵素の切断数を示した。



pUC119を切断しない制限酵素

Acc	Bsm	Fba	SanD
Afl	BspG	Fin	SexA
Age	Bsp1407	Fse	Sfi
Aor51H	BssH	Hpa	Sgf
Apa	BstP	Mlu	SgrA
ApaB	BstX	Mun	SnaB
Asc	Bst 1107	Nco	Spe
Bae	CfrA	Nde	Spl
Bal	Cla	Nhe	Srf
Bbv	Cpo	Not	Sse8647
Bgl	Dsa	Nru	Stu
Bln	EcoE	Nsp	Swa
Bmg	EcoN	Pac	Th111
Bpl	EcoO65	PmaC	UbaE
Bpu10	EcoR	Pme	Van91
Bpu1102	EcoT14	PpuM	Xcm
BsaB	EcoT22	PshA	Xho
BseR	Eco52	RleA	
Bsg	Eco81	Sac	