

PCRシステム販売30周年記念  
先着 **30**台限定 **30**万円(税別)  
*Triple Three Campaign*

キャンペーン期間：2018年11月5日(月)～11月22日(木)

that's  
**GOOD**  
science!

超コンパクトなPCR装置

# TaKaRa PCR Thermal Cycler **Dice<sup>®</sup> Touch**

製品コード TP350 通常価格 58万円(税別)



高さ  
約20 cm

5.5インチ  
携帯電話


高さ  
約16 cm

- ◆ 横幅18 cm × 奥行28.5 cm でA4用紙に収まるコンパクト設計
- ◆ 最大24°Cの温度勾配が設定可能なグラジエント機能を搭載
- ◆ 大きくて入力しやすい7インチカラータッチパネルを搭載

## 仕様

製品コード	TP350
価格(税別)	¥580,000
温度設定範囲	4~99°C (0.1°C単位)
温度精度	±0.5°C (30~99°C)
温度均一性	±0.3°C (30~99°C)
保存プログラム数	10,000以上
最大サイクル数	200
タッチダウンPCR	可能
グラジエント機能	12段階 設定可能範囲: 4~99°C (温度幅: 0~24°C)
処理検体数	最大 96
外形寸法	180(W) × 285(D) × 205(H) mm
重量	5.0 kg


★ 選ばれるには理由があります。



PCR Enzymes Guide  
2018-2019 配布中!



TaKaRa PCR Thermal Cycler Dice® Touch (製品コード TP350)

- ◆ 7インチの大型カラータッチパネルカラーモニター
- ◆ ウィザードメニューにより、簡単にプログラミング



- ・ボタン一つでPreheatを設定
- ・数字の部分をクリックすると入力画面が現れ、温度、反応時間、サイクル数の変更入力が可能
- ・各アイコンを用いて簡単にプログラムを作成

- ・プログラムファイルの内容を表示
- ・Post Run Reportの履歴内容も確認可能
- ・Historyアイコンで最近使用したプログラムを起動




- ・一目で現在の反応内容を確認
- ・ブロックやヒーターの反応中の温度を表示
- ・新しくSkip機能を追加

■ 関連製品 —PCRを行う際にはこちらの酵素をおすすめします—

Tks Gflex™ DNA Polymerase

タカラバイオ独自のα型酵素に、強力な伸張因子、プライミング特異性を向上させる物質を加えたPCR酵素です。GC/AT比率の偏った増幅難配列やリピート配列、長鎖の鋳型からのDNAの増幅に抜群の成功率を示します。

- 高成功率
- 難増幅配列
- クルード対応



製品名	容量	製品コード	価格(税別)
Tks Gflex™ DNA Polymerase	250 U (200回) ※	R060A	¥31,500
	1,000 U (800回) ※	R060B (A×4)	¥101,000

※50 µl 反応系での回数

・本チラシで紹介した製品はすべて研究用として販売しております。ヒト、動物への医療、臨床診断用には使用しないようご注意ください。また、食品、化粧品、家庭用品等として使用しないでください。 ・タカラバイオの承認を得ずに製品の再販・譲渡、再販・譲渡のための改変、商用製品の製造に使用することは禁止されています。  
・ライセンス情報については弊社ウェブサイトにてご確認ください。 ・本チラシに記載された社名および製品名は、特に記載がなくても各社の商標または登録商標です。  
・本チラシ記載の価格は2018年11月5日現在の希望小売価格です。価格に消費税は含まれておりません。

2018年11月作成G

タカラバイオ株式会社

東京支店 TEL 03-3271-8553 FAX 03-3271-7282  
 関西支店 TEL 077-565-6969 FAX 077-565-6995  
 テクニカルサポートライン  
 TEL 077-565-6999 FAX 077-565-6995  
 ウェブサイト <http://www.takara-bio.co.jp>  
 Facebook <http://www.facebook.com/takarabio.jp>

取扱店