

# Adenovirus Positive Control DNA

Code No. RC405A      容量：      20 回

## ● 製品説明

本製品は、下記製品のコントロール反応に使用する試薬である。  
Adenovirus Primer Mix (製品コード RC400A)

## ● 内容

● Ad Positive Control DNA      40  $\mu$ l

● 保存      - 20°C

## ● 使用に際して

使用方法は、Adenovirus Primer Mix の取扱説明書に従ってください。

## ● 関連製品

Adenovirus Primer Mix (製品コード RC400A)  
TB Green® *Premix Ex Taq*™ II (Tli RNaseH Plus) (製品コード RR820A)

## ● 注意

本製品は、Adenovirus Primer Mix (製品コード RC400A) と組み合わせてご使用ください。

TB Green はタカラバイオ株式会社の登録商標です。  
*Premix Ex Taq* はタカラバイオ株式会社の商標です。

## ● 注意

本製品は研究用として販売しております。ヒト、動物への医療、臨床診断用には使用しないようご注意ください。また、食品、化粧品、家庭用品等として使用しないでください。  
タカラバイオの承認を得ずに製品の再販・譲渡、再販・譲渡のための改変、商用製品の製造に使用することは禁止されています。  
ライセンスに関する情報は弊社ウェブカタログをご覧ください。  
本データシートに記載されている会社名および商品名などは、各社の商号、または登録済みもしくは未登録の商標であり、これらは各所有者に帰属します。

v202208Da