

# Adenovirus 40/41 Positive Control DNA

Code No. RC415A      容量：      各 20 回

## ● 製品説明

本製品は、下記製品のコントロール反応に使用する試薬である。  
Adenovirus 40/41 qPCR Typing Kit (製品コード RC410A)

## ● 内容

● Ad40 Positive Control DNA      40  $\mu$ l  
● Ad41 Positive Control DNA      40  $\mu$ l

● 保存      - 20℃

## ● 使用に際して

使用方法は、Adenovirus 40/41 qPCR Typing Kit の取扱説明書に従ってください。

## ● 関連製品

Adenovirus 40/41 qPCR Typing Kit (製品コード RC410A)

## ● 注意

本製品は、Adenovirus 40/41 qPCR Typing Kit (製品コード RC410A) と組み合わせてご使用ください。

## ● 注意

本製品は研究用として販売しております。ヒト、動物への医療、臨床診断用には使用しないようご注意ください。また、食品、化粧品、家庭用品等として使用しないでください。  
タカラバイオの承認を得ずに製品の再販・譲渡、再販・譲渡のための改変、商用製品の製造に使用することは禁止されています。  
ライセンスに関する情報は弊社ウェブカタログをご覧ください。  
本データシートに記載されている会社名および商品名などは、各社の商号、または登録済みもしくは未登録の商標であり、これらは各所有者に帰属します。

v202208Da