

Monkeypox virus Positive Control DNA (WA/CB)

Code No. RC426A 容量： 各 20 回

● 製品説明

本製品は、下記製品のコントロール反応に使用する試薬である。
Monkeypox virus qPCR Detection Kit (WA/CB) (製品コード RC421A)

● 内容

● MPXV Positive Control DNA (WA) 40 μ l
● MPXV Positive Control DNA (CB) 40 μ l

● 保存 - 20°C

● 使用に際して

使用方法は、Monkeypox virus qPCR Detection Kit (WA/CB) の取扱説明書に従ってください。

● 関連製品

Monkeypox virus qPCR Detection Kit (WA/CB) (製品コード RC421A)

● 注意

本製品は、Monkeypox virus qPCR Detection Kit (WA/CB) (製品コード RC421A) と組み合わせてご使用ください。

● 注意

本製品は研究用として販売しております。ヒト、動物への医療、臨床診断用には使用しないようご注意ください。また、食品、化粧品、家庭用品等として使用しないでください。

タカラバイオの承認を得ずに製品の再販・譲渡、再販・譲渡のための改変、商用製品の製造に使用することは禁止されています。

ライセンスに関する情報は弊社ウェブカタログをご覧ください。

本データシートに記載されている会社名および商品名などは、各社の商号、または登録済みもしくは未登録の商標であり、これらは各所有者に帰属します。

v202209Da