

5月の「タカラバイオマンスリーフォーカス」はRNA-seqライブラリー調製キットの月替わりキャンペーンを始め、メールニュースを読んでプレゼントをもらおうキャンペーンやiPS細胞研究や遺伝子導入のスタートアップキャンペーンなど、フレッシュな内容が盛りだくさんです♪

その他、ゲノム編集や遺伝子導入、核酸抽出精製の新製品のご紹介や、セミナースケジュールも掲載しています。

次世代シーケンスユーザー様にGood News！

タカラバイオの次世代シーケンス(NGS)用試薬を使えば、
あなたの**貴重な**サンプルから**簡単に**、**確実に**結果を引き出せます。

イルミナ社NGS装置用 RNA-seqライブラリー調製キット スーパー**三大製品** 月替わりディスカウントキャンペーン



- タカラバイオRNA-seq用試薬の中から**特におススメの3製品**をピックアップ
- **20%OFFの特別価格**で月替わりで1製品(1シリーズ)ずつご提供
- 独自の**SMART技術**により、2nd strand DNAの合成やアダプターライゲーションなしで簡単に確実にライブラリーを調製



今月の20%OFFディスカウント対象製品はコレ！

【5月のキャンペーン期間：2018年5月7日(月)～5月31日(木)ご注文分まで】



5月の対象製品

SMART-Seq® v4 Ultra® Low Input RNA Kit for Sequencing

(製品コード 634888、容量 12回 他)

<プロフィール>

- ・ シングルセル、total RNA 10 pgもOK。世界トップクラスの微量対応力
- ・ mRNAのみを確実にキャッチ。遺伝子発現解析に減法強い
- ・ ただし合成はcDNAまで。別途ライブラリー調製キットが必要



6月の対象製品

SMARTer® Stranded Total RNA-Seq Kit v2 - Pico Input Mammalian

(製品コード 634411、容量 12回 他)

<プロフィール>

- ・ total RNA 250 pgからOK。微量に強い
- ・ FFPEやLCM由来など、分解を受けたサンプルも得意中の得意
- ・ リボソームRNA除去、インデックス付加もできる
- ・ ヒト、マウス、ラット用



7月の対象製品

SMARTer® Stranded Total RNA Sample Prep Kit - HI Mammalian

(製品コード 634873、容量 12回 他)

<プロフィール>

- ・ total RNA 100 ngから1 µgまで対応可能
- ・ 微量性はやや弱いですが、コストパフォーマンスは随一
- ・ FFPEやLCM由来など、分解を受けたサンプルも得意
- ・ ヒト、マウス、ラット用

★各製品やキャンペーンの詳細は・・・

タカラバイオ キャンペーン

検索

数百クローンを迅速にスクリーニング！

CRISPR/Cas9システムを使用してゲノム編集された細胞集団の一塩基置換を検出

Guide-it™ SNP Screening Kit



- ✓ シーケンス不要のハイスループットSNPスクリーニング
- ✓ 簡便、迅速な操作、4時間で完了
- ✓ ゲノム全領域の塩基置換を検出可能
- ✓ 倍数性にかかわらずゲノム編集を同定

◆ ワークフロー ◆



4時間で完了の迅速なワークフロー！

製品名	容量	製品コード	価格
Guide-it™ SNP Screening Kit NEW	100回	632652	¥68,000
	400回	632653	¥195,000

新発売記念！ 無料モニター募集

期間：5月1日(火)～18日(金)

Guide-it™ SNP Screening Kitの発売を記念して、抽選で3名様に製品を無料でご提供いたします。ご応募をお待ちしています！

★ 製品や無料モニターの詳細は...

タカラバイオ Guide-it SNP

検索

簡易レンチウイルス量測定試薬

Lenti-X™ GoStix™ Plus

たった10分で
レンチウイルス量を測定




- ✓ スマートフォンのアプリを使用して10分間でウイルス量測定
- ✓ レンチウイルス回収の最適なタイミングを判断
- ✓ ウイルス量を測定することにより、一貫性のある実験が可能

★ 無料サンプルをご用意

Gostix plus

検索



製品名	容量	製品コード	価格
Lenti-X™ GoStix™ Plus NEW	20回	631280	¥52,000
	50回	631281	¥110,000

遺伝子導入実験サポート！ セットキャンペーン

期間：～5月31日(木)

A、B製品群からそれぞれ1個以上をセットでご注文いただくと、25%OFFの特別価格でご提供します。

A製品群

レンチベクタープラスミド関連
<16製品>



B製品群

レンチウイルス産生・濃縮・精製
タイター測定関連 <15製品>

➡ **25%OFF!**

★ Lenti-X™ GoStix™ PlusはB製品群です。対象製品などキャンペーンの詳細は...

タカラバイオ ウィルスセットキャンペーン

検索

IPS細胞研究スタートアップキャンペーン

期間: 5月1日(火)~6月29日(金)

新たにiPS細胞研究を始められる方におススメのキャンペーンです。

対象製品のご購入でもれなく、**20% OFF** クーポン付き!
培地や凍結保存液など関連製品の

1 Cellartis® iPS細胞株 40%OFF

ドナーの異なる株をラインナップ(全6種類)! ※iPS細胞株のドナー、核型、分化誘導などの情報を弊社ウェブサイトで公開中
<対象製品例>

製品名	容量	製品コード	通常価格	キャンペーン価格
Cellartis® human iPS cell line 18 (ChiPSC18) Kit 	1 Kit	Y00305	¥340,000	¥204,000

 ご購入に際してライセンス確認書が必要です。  営利施設の場合、ご購入前にライセンス(有償)を取得する必要があります。詳細はお問い合わせください。

おススメPOINT!

- ヒトiPS細胞株と専用培地【Cellartis DEF-CS 100】のセット製品
- シングルセル継代で単層培養ができ、初めての方でも再現良く培養可能
- ゲノム解析についてのドナーコンセント取得済み

★ クーポン 1

- DEF-CS 500 Culture System
- STEM-CELLBANKER GMP grade

20% OFF

2 肝細胞分化誘導キット 15%OFF



<対象製品例>

製品名	容量	製品コード	通常価格	キャンペーン価格
Cellartis® iPS Cell to Hepatocyte Differentiation System	1 Kit	Y30055	¥138,000	¥117,300

おススメPOINT!

- 分化誘導に必要な培地が揃ったAll-In-Oneキット
- 25種類以上のヒトiPS/ES細胞で肝分化を確認済み
- 優れた再現性と、高い肝分化効率(>90%)

★ クーポン 2

- 肝細胞分化のモニタリングツール
- DEF-CS 500 Culture Systemなど
- STEM-CELLBANKER GMP grade

20% OFF

大量のDNA断片をカラム1つで一括精製

NucleoSpin® Gel and PCR Clean-up Midi

アガロースゲルからの切り出し、PCR反応液からの直接精製、どちらにも利用可能

- ✓ 4 mlのPCR反応液、4 gのアガロース片からDNA断片を精製
- ✓ pH indicator入りの結合用バッファーで、確実な操作が可能
- ✓ オプションのバッファーを使用することで、1本鎖DNAの精製も可能



pH indicatorの効果

⇒ ⇒ ⇒
サンプル溶液をカラムに加える前に、溶液の状態が精製に適切かどうかを目で見て判別できます。適切なpHの溶液をカラムにチャージできるため、高い回収率を実現します。

yellow, pH<6



サンプルのpHが至適

green, pH<6~7



サンプルのpHが少し高い
→pH調整が必要

blue, pH>7



サンプルのpHが高い
→pH調整が必要

製品名	容量	製品コード	価格
NucleoSpin® Gel and PCR Clean-up Midi NEW	20回	740986.20	¥32,000

☆☆ [糞便、血液からのgDNA精製キット] お得な大容量品(250回用、100回用)を新発売 ☆☆

製品名	容量	製品コード	価格
NucleoSpin® DNA Stool NEW	250回	740472.250	¥176,000
NucleoSpin® Blood L NEW	100回	740954.100	¥94,000

メールニュースを読んで プレゼントをもらおう♪

期間：5月7日(月)～6月29日(金)



方法1 メール会員に登録

5月7日よりスタートするタカラバイオメール会員に登録し、**興味のあるメールを選ぶだけ**。登録いただいた方全員に、「タカラバイオ製品スターターセットクーポン券」をプレゼント。また、抽選で50名様にQUOカード 500円分をプレゼント！



方法2 WEB会員に登録

各種受託サービスをオンラインご注文いただけるなどの特典が付いたタカラバイオWEB会員に登録、**E-mailでのご案内の送信「希望する」を選択するだけ**。新規登録いただいた方全員に、「タカラバイオ製品スターターセットクーポン券」をプレゼント。また、抽選で50名様に500円分のQUOカードをプレゼント！



方法3 すでにWEB会員の方は情報の更新

WEB会員にログイン後、ご登録情報を更新。**E-mailでのご案内の送信「希望する」を選択しているか確認するだけ**。抽選で100名様にQUOカード 500円分をプレゼント！

※方法2および3でのキャンペーン対象は、「E-mailでのご案内の送信」を「希望する」と設定いただいた方のみです。

★キャンペーンの詳細は…

タカラバイオ メールニュース

検索

TGCAセミナー情報

★お申込み・詳細は…

タカラバイオ TGCA

検索

セミナー名	日程	会場	セミナー内容
ポイントがわかる！遺伝子導入実験【ウイルス編】	5月25日(金)	東京	ウイルスベクターを用いた遺伝子導入実験を開始する方や、各ウイルスベクターの特徴を学びたい方に向けたセミナー内容です。ウイルスベクターを用いる際の実験環境の整備や各種ウイルスの作製、感染実験例を交えてご紹介します。
遺伝子検査を始めよう！ 食品環境検査のリアルタイムPCR	5月22日(火) 5月29日(火)	東京 大阪	検便検査、食中毒検査、品種判別、水質検査でリアルタイムPCRの導入を検討されている方や、既に実施している中で不安のある方を対象に、遺伝子検査の基本的な原理・概要を始め、豊富なラインナップを誇るタカラバイオの「遺伝子検査システム」の使用例を、結果解析の実演を交えてご紹介します。
リアルタイムPCRの基礎 ～発現解析のコツ～	5月28日(月) 5月30日(水)	東京 大阪	PCRおよびリアルタイムPCRの基本的な実験操作やデータの解析方法を、実験の流れに沿って詳しく解説します。また、実験の目的やシーンに適した試薬や手法を選択していただけるよう、各ステップで用いる酵素・試薬についてそれぞれの特長や使い分け方法を具体的にご紹介します。

・本パンフレットで紹介した製品はすべて研究用として販売しております。ヒト、動物への医療、臨床診断用には使用しないようご注意ください。また、食品、化粧品、家庭用品等として使用しないでください。
 ・タカラバイオの承認を得ずに製品の再販・譲渡、再販・譲渡のための改変、商用製品の製造に使用することは禁止されています。
 ・ライセンス情報については弊社ウェブサイトにてご確認ください。
 ・本パンフレットに記載された社名および製品名は、特に記載がなくても各社の商標または登録商標です。
 ・本パンフレット記載の価格は2018年5月7日現在の希望小売価格です。価格に消費税は含まれておりません。

2018年4月作成G

タカラバイオ株式会社

東京支店 TEL 03-3271-8553 FAX 03-3271-7282

関西支店 TEL 077-565-6969 FAX 077-565-6995

テクニカルサポートライン

TEL 077-565-6999 FAX 077-565-6995

Website <http://www.takara-bio.co.jp>

Facebook <http://www.facebook.com/takarabio.jp>

取扱店