

【vol.62の主な内容】

新製品

In-Fusionがバージョンアップ！【In-Fusion® Snap Assembly Master Mix】
精製なしで培養細胞から一気にリアルタイムPCR！【CellAmp™シリーズ】の新製品

耳より

タカラバイオのウェブサイトがリニューアルしました！

キャンペーン

研究活動応援キャンペーンを1か月延長！9月30日までご注文可能



あのIn-Fusionがバージョンアップ！
操作性はそのままにクローニング効率が向上！

In-Fusion® Snap Assembly Master Mix

新発売

In-Fusion® Snap Assemblyとは？

- ✓ 切り貼り不要、失敗知らずの“In-Fusion”が、操作性はそのままにクローニング効率が向上
- ✓ 既存品に比べ、一挙に複数DNA断片を挿入するマルチクローニングの効率が向上※1
- ✓ 高い正確性を維持したまま、他社同タイプキットより多くのコロニーを取得※1

※1 詳細なデータを弊社ウェブサイトに掲載しています。

★ 新発売記念 ★

キャンペーン期間：～2020年9月30日(水)ご注文分まで

In-Fusion® Snap Assembly 30%OFF
&
PrimeSTAR® Max プレゼント



In-Fusion® Snap Assemblyを**30%OFF**でご提供いたします。

さらに、In-Fusion® Snap Assembly 1キットご購入ごとに、高正確性PCR酵素「PrimeSTAR® Max 25回」※2を1キットプレゼントします！

※2 PrimeSTAR Max DNA Polymeraseは、世界最速の伸長性と最高レベルの正確性を兼ね備えたPCR酵素です。
PrimeSTAR MaxをIn-Fusionと組み合わせることで、迅速かつ確実に目的クローンを得ることができます！

★ 専用発注書でご注文ください。

- ・専用発注書は、弊社ウェブサイトのキャンペーンページからダウンロードしてください。
- ・専用発注書を使用されない場合、PrimeSTAR® Maxのプレゼントは適用されません。

★ キャンペーンの詳細は…

タカラバイオ キャンペーン

検索

※表示価格はすべて税別です。

製品名	キット構成	容量	製品コード	通常価格	キャンペーン価格
In-Fusion® Snap Assembly Master Mix NEW	・5X In-Fusion Snap Assembly Master Mix ・pUC19 Control Vector ・Control Insert	10回	638947	¥23,000	¥16,100
		50回	638948	¥113,000	¥79,100
		250回	638949	¥380,000	¥266,000
		500回	638943	¥690,000	¥483,000
		1,000回	638944	¥1,200,000	¥840,000

※PCR産物の精製には別途、NucleoSpin Gel and PCR Clean-up(製品コード 740609.10)などの精製用スピнкаラムをご用意ください。

★ CellAmp™ シリーズに新製品追加 ★ キャンペーン実施中！

精製なしで培養細胞から一気にリアルタイムPCR！ ライセートの状態で長期保存も可能

CellAmp™ シリーズ



CellAmp™ シリーズに、Lysisだけ(3738A)、RTだけ(3739A)を補充できる製品を新発売！ 研究活動応援キャンペーンの対象製品に追加しました。ぜひ、この機会にご利用ください。

20%OFF

製品名	容量	製品コード	通常価格	キャンペーン価格
CellAmp™ Direct TB Green® RT-qPCR Kit	1 Kit (Lysis & RT 100回、qPCR 500回/25 µl反応系)	3735A	¥90,000	¥72,000
CellAmp™ Direct Probe RT-qPCR Kit	1 Kit (Lysis & RT 100回、qPCR 500回/25 µl反応系)	3736A	¥88,000	¥70,400
CellAmp™ Direct Lysis and RT set	1 Set (Lysis & RT 100回)	3737A	¥58,800	¥47,040
CellAmp™ Direct Lysis set New	1 Kit (Lysis 100回)	3738A	¥34,500	¥27,600
CellAmp™ Direct RT Enzyme set New	1 Kit (RT 100回)	3739A	¥39,000	¥31,200

製品の特長

- ✓ 動物細胞からRNA抽出・精製なしで、逆転写反応からリアルタイムPCRまで可能
- ✓ iPS細胞由来の分化細胞を含む様々な培養細胞に対応
- ✓ RNA抽出キット不要で、時間短縮・省コスト化
- ✓ ライセートの安定性が向上。-20℃保存で少なくとも6か月まで安定した反応性
- ✓ Lysisだけ、RTだけを補充できる製品が新発売(製品コード 3738A/3739A)

★他にもキャンペーン対象の製品があります。詳しくは、弊社ウェブサイトの研究活動応援キャンペーンページをご確認ください。

環境水などからのDNA精製キットを新発売！

環境水中のDNAを効率よく抽出！


NucleoSpin® eDNA Water

新発売



- ✓ 環境水から、100 bp～約50 kbのDNA (eDNA)を抽出・精製
- ✓ 沈殿法、フィルターろ過法のいずれにも対応
- ✓ 精製したDNAはPCR、qPCR、メタバーコーディング解析など多様なアプリケーションに使用可能

【実施例】 淡水池におけるヨーロッパヒキガエルの季節的活動変動の確認



ヨーロッパのヒキガエルは通常3月頃に活動を開始し、4月に産卵を始める。NucleoSpin eDNA Waterを用いて、ヒキガエルまたはその卵やオタマジャクシの存在を、環境DNAのPCR分析によって調査した。PCRプライマーはヒキガエル固有(toad specific)、または一般的な真核生物(eukaryote)用のものを使用した。

製品名	容量	製品コード	価格
NucleoSpin® eDNA Water	10回	740402.10	¥20,000
	50回	740402.50	¥75,000

※本製品はマッハライ・ナーゲル社の製品です。詳しくは、弊社ウェブサイトの製品ページをご覧ください。

★ タカラバイオのウェブサイトリニューアル ★



タカラバイオのウェブサイトが
リニューアルし、より見やすく、
より使いやすくなりました！！

タカラバイオ

検索

みなさまの研究に役立つ情報を、リニューアルしたウェブサイトからビシビシ発信していきます！

- BioViewブログ、NGS情報便、タカラバイオマンスリーフォーカス
- TGCAセミナー(技術セミナー)の充実
- 実験ガイド、動画ライブラリー(実験操作動画など)、便利ツールの充実



さらに！WEB会員に登録するとできることがぐーんとアップ ↑ マイページの新設により、

- よく見るページ、気になる製品をお気に入りに登録可能
- 欲しい製品を確実に注文！発注メモの作成
- 受託オンライン注文の注文履歴を一括で確認
WEB納品、NGSクラウド納品状況も一括で確認できるようになりました！



予告

ウェブサイトリニューアル記念キャンペーン

新しくなったタカラバイオウェブサイトの使い心地、閲覧してみた感想などを
お聞かせください！ キャンペーン内容は鋭意制作中。ご期待ください！

研究活動応援キャンペーンを 1か月延長！！

キャンペーン期間：～2020年9月30日(水) ご注文分まで

- ☑ 巻頭特集：タカラバイオはあなたの実験をサポートします！
- ☑ PCR酵素、リアルタイムPCR(qPCR)試薬
- ☑ クローニング関連、cDNA Library
- ☑ 幹細胞研究ツール(細胞・培地)
- ☑ ウイルス・マイコプラズマ検出キット
- ☑ NGS関連
- ☑ 制限酵素、修飾酵素、逆転写酵素、電気泳動
- ☑ 遺伝子機能解析関連
- ☑ タンパク質精製・検出
- ☑ 遺伝子導入
- ☑ 受託サービス

★ キャンペーン対象製品の詳細は、弊社ウェブサイトの研究活動応援キャンペーンページをご確認ください。

[タカラバイオ 研究活動応援キャンペーン](#)

検索



自宅 からでも 参加可能！

TGCAウェブセミナー 開催中

- 細胞培養技術の基礎
- リアルタイムPCRの基礎 ～発現解析のコツ～
- はじめてのゲノム編集：基礎と実施例、そしておススメ製品のご紹介
- ポイントがわかる！ 遺伝子導入実験【基礎編】、【ウイルス編】、【AAV編】 などなど、多彩に開催中



タカラバイオ TGCA

検索



・本パンフレットで紹介した製品はすべて研究用として販売しております。ヒト、動物への医療、臨床診断用には使用しないようご注意ください。また、食品、化粧品、家庭用品等として使用しないでください。
 ・タカラバイオの承認を得ずに製品の再販・譲渡、再販・譲渡のための改変、商用製品の製造に使用することは禁止されています。
 ・ライセンスなどに関する最新の情報は弊社ウェブサイトをご覧ください。
 ・本パンフレットに記載されている会社名および商品名などは、各社の商号、または登録済みもしくは未登録の商標であり、これらは各所有者に帰属します。
 ・本パンフレット記載の価格は2020年9月1日現在の希望小売価格です。価格に消費税は含まれておりません。

2020年8月作成G

タカラバイオ株式会社

東京支店 TEL 03-3271-8553 FAX 03-3271-7282

関西支店 TEL 077-565-6969 FAX 077-565-6995

テクニカルサポートライン

TEL 077-565-6999 FAX 077-565-6995

Website <https://www.takara-bio.co.jp>

Facebook <http://www.facebook.com/takarabio.jp>

取扱店