

【vol.66の主な内容】

キャンペーン

タカラバイオ 研究活動応援キャンペーン in Winter 特別プレゼント企画 第1弾  
マツハライ・ナーゲル社の核酸抽出関連製品が**30~40%OFF!**

新製品

酵母、真菌類からの簡便なDNA精製に!【NucleoSpin® DNA Yeast】

耳より

NGSライブラリー調製キットのお試しモニターを大募集!  
研究活動のスピードアップに!「時短クローニングのススメパンフレット」発刊  
オリジナルカレンダーがもらえる! タカラバイオWEB展示会へGO!

セミナー

今月のオンデマンド配信WEBセミナーはコレだ!

## タカラバイオ 研究活動応援キャンペーン in Winter ～ 特別プレゼント企画実施中 ～



研究活動応援キャンペーン in Winterの対象製品を一括で**10万円以上**(キャンペーン価格、税別)ご注文いただいた方の中から、抽選で豪華賞品をプレゼントいたします。1製品でも、複数製品の組み合わせでも、キャンペーン価格の合計が10万円以上で1口お申込みいただけます。奮ってご応募ください!

また、キャンペーン期間の前期(1月末まで)と後期(2月初日から)の2回に分けてプレゼント内容を変更します。後期のプレゼントもお楽しみに!

※合計20万円以上の場合、1口10万円単位で応募可能です(例 25万円→2口)。  
プレゼントの応募用紙で製品の注文は出来ませんので、ご注意ください。

▶▶ 賞品は以下の3つのコースからお選びください ◀◀

第1弾

A コース × 4名	B コース × 10名	C コース × 20名
ふとんクリーナー レイ CoppRN	アイリスオオヤマ 細密シュレッダーP3GM	ゲーテ・デ・ロワ / 大缶
		
◎RAYCOP JAPAN INC. 吸引力抜群! 毎日使う寝具だからこそ清潔に!	個人情報を守る! コンパクトなのに大容量! ※色の選択はできません。	みんなでシェアして 至福のひと時を!

※メーカー在庫状況等により、同等製品に変更させていただく場合がございます。あらかじめご了承ください。

★ 応募方法などの詳細は、弊社ウェブサイトのキャンペーンページをご覧ください。

タカラバイオ 研究活動応援キャンペーン 特別プレゼント企画

検索

★ 研究活動応援キャンペーン ★ お役立ち製品のご紹介

研究活動応援キャンペーン in Winterでは、核酸抽出関連製品を30~40%OFFでご提供！この機会をご利用ください。



40%OFF

■ シリカメンブレンのプラスミドミニプレップキット

製品名	容量	製品コード	通常価格	キャンペーン価格
NucleoSpin® Plasmid EasyPure	50回	740727.50	¥10,500	¥6,300

■ クローニングなどのためのDNA断片精製キット

40%OFF

製品名	容量	製品コード	通常価格	キャンペーン価格
NucleoSpin® Gel and PCR Clean-up	50回	740609.50	¥13,500	¥8,100

■ DNase、Filterも同梱、all-in-oneの汎用RNA精製キット

30%OFF

製品名	容量	製品コード	通常価格	キャンペーン価格
NucleoSpin® RNA	50回	740955.50	¥34,500	¥24,150

■ さまざまな試料からの迅速なゲノムDNA精製キット

30%OFF

製品名	容量	製品コード	通常価格	キャンペーン価格
NucleoSpin® Tissue	50回	740952.50	¥24,000	¥16,800

★ このほか、特定試料に特化したキットや陰イオン交換カラムを使用した高純度核酸精製キット、ウイルス核酸精製キットなどもキャンペーン価格でご利用いただけます。

※上記製品はマッハライ・ナーゲル社の製品です。詳しくは弊社ウェブサイトの製品ページをご覧ください。



予告

核酸抽出関連ハイスループトット製品トライアルキャンペーン

NucleoSpin® 96 Plasmid Transfection-gradeなどを無料でお試しいただけます！

キャンペーン期間：2021年1月18日(月)~29日(金)予定



マッハライ・ナーゲル社の酵母などからのDNA精製キット

酵母、真菌類からDNAを簡便に精製！

NucleoSpin® DNA Yeast


NEW



- ✓ 最大100 mgの酵母からDNAを高収量で精製
- ✓ 酵母サンプルの溶解に最適なMN Bead Tubes Type Cを採用
- ✓ Beadによる機械的な破砕で、最短35分でDNA精製が可能

【実施例】酵母 (*S.cerevisiae*) からのDNA精製

湿重量40、60、80、100 mgの酵母 (*S.cerevisiae*) より、NucleoSpin DNA Yeastを用いてDNAを精製した。吸光度により、その収量を算出したところ、使用した試料量に応じたDNAが回収されていることが分かり、100 mgの試料からも収量よくDNAが精製されていることが示された。



★ 本キットの容量が50回の製品は、研究活動応援キャンペーンの対象で30%OFFです。

製品名	容量	製品コード	通常価格	キャンペーン価格
NucleoSpin® DNA Yeast	10回	740236.10	¥7,500	—
	50回	740236.50	¥27,000	¥18,900

モニターをお願いする方に40%OFFでご提供！

## NGSライブラリー調製キットお試しモニター募集中！

40%  
OFF

## ■ 応募条件

- ・対象のキットを初めて使われる方
- ・キットのお届けから3か月以内にNGS解析結果をフィードバックいただける方

## ■ 応募方法：弊社ウェブサイトの「お申し込みフォーム」からお申し込みください。

## ■ モニター対象製品：RNA-Seq、DNA-Seq、レパトア解析用のNGSライブラリー調製キット

## ■ 対象製品の一部

製品名	容量	製品コード	通常価格	モニター価格
シングルセルを含む微量サンプルに最適な、低価格 & 簡単操作のRNA-Seq用cDNA調製キット				
SMART-Seq® HT Kit	12回	634455	¥80,000	¥48,000
シングルセル解析のためだけに生まれた、最高感度のRNA-Seq用cDNA調製キット				
SMART-Seq® Single Cell Kit	12回	634470	¥198,000	¥118,800
世界初！ピコグラムの分解RNAからのRNA-Seqを可能にする唯一無二のライブラリー調製キット				
SMART-Seq® Stranded Kit	12回	634442	¥188,000	¥112,800
簡便操作！微量DNAに対応。ChIP-Seqに最適				
ThruPLEX® DNA-Seq Kit	24回	R400674	¥104,000	¥62,400

- ★ 上記以外にも、対象製品を多数ご用意しています。  
詳細は弊社ウェブサイトのキャンペーンページでご確認ください。

タカラバイオ NGSモニター

検索

## 新パンフレットを発売！

“In-Fusion”で、研究の進捗速度をグーンと進めませんか？

## 時短クローニングのススメ

コロナ禍における様々な制限のため十分な実験時間を確保しにくい今、  
クローニングにかかる手間・時間を削減しませんか？

本パンフレットでは、2020年に新発売したクローニングキット【In-Fusion® Snap Assembly Master Mix】を中心に、目的クローンの取得までの時間を劇的に削減する「時短クローニング」を可能にする製品ラインナップをご紹介します。


## ■ 本パンフレットの内容

- ✓ 時短のワケその1：In-Fusionは反応時間が短く、操作ステップも少ない！
- ✓ 時短のワケその2：クローニング効率が抜群に高く、失敗した場合のやり直しが不要！
- ✓ 時短のワケその3：関連製品が充実し、上流／下流の実験操作も簡単・迅速！
- ✓ 時短に役立つ製品のリストやユーザーズボイスを一挙大公開

★ 資料のご請求は・・・

タカラバイオ 試薬 資料請求

検索



# タカラバイオWEB展示会 開催中!

- ✓ 研究をグンと前に進める「時短」に役立つ製品を一挙ご紹介!  
動画でわかりやすい!
- ✓ 大人気! オリジナル卓上カレンダープレゼント中!  
お申込みいただいた皆様へプレゼント!

研究の進捗速度をグーンと進める!

## ★時短製品

失敗知らず!  
やり直しのタイムロスを減らし  
時短クローニングを実現!

In-Fusion® Snap  
Assembly Master Mix



細胞から簡単にRT-qPCR

CellAmp™ Direct RT-qPCR  
Kit



1時間以内の操作でレンチウイルス  
ス上清を濃縮し、  
ウイルス力を最大100倍に!

Lenti-X™ Concentrator



10分間でレンチウイルス量の懸濁  
測定が可能

Lenti-X™ GoStix™ Plus



1月15日  
(金)まで  
お申込み  
受付中!



タカラバイオWEB展示会

検索

## オンデマンド配信で WEBセミナーを見よう!

WEBセミナーオンデマンド  
配信は、WEB展示会から  
視聴できます。

~1月17日(日)まで

### 『ミニセミナー 全テーマ イッキ見!』

定番セミナーを15分程度に凝縮!

1月18日(月)~1月31日(日)まで

### 『タンパク質実験サポート』

クローニングから発現・精製まで。関連情報も盛りだくさん!

~2月28日(日)まで

### 『タカラバイオにおける再生医療等製品開発と受託製造サービス』

幕張メッセで11月に開催された再生医療EXPOでの特別講演を配信します。

遺伝子治療用の組換えタンパク質やウイルスベクターの開発を通じて蓄積してきた製造ノウハウを活用し、ベクター製造や細胞加工等、再生医療等製品の開発を進められるお客様向けに展開する受託サービスの内容と、それを行う施設をご紹介します。



・本パンフレットで紹介した製品はすべて研究用として販売しております。ヒト、動物への医療、臨床診断用には使用しないようご注意ください。また、食品、化粧品、家庭用品等として使用しないでください。  
 ・タカラバイオの承認を得ずに製品の再販・譲渡、再販・譲渡のための改変、商用製品の製造に使用することは禁止されています。  
 ・ライセンスなどに関する最新の情報は弊社ウェブサイトをご覧ください。  
 ・本パンフレットに記載されている会社名および商品名などは、各社の商号、または登録済みもしくは未登録の商標であり、これらは各所有者に帰属します。  
 ・本パンフレット記載の価格は2021年1月1日現在の希望小売価格です。価格に消費税は含まれておりません。

2020年12作成G

## タカラバイオ株式会社

東京支店 TEL 03-3271-8553 FAX 03-3271-7282

関西支店 TEL 077-565-6969 FAX 077-565-6995

テクニカルサポートライン

TEL 077-565-6999 FAX 077-565-6995

Website <https://www.takara-bio.co.jp>

Facebook <https://www.facebook.com/takarabio.jp>

取扱店