

【vol.83の主な内容】

キャンペーン

クローニングのお悩みを解決! In-Fusion 半額モニターキャンペーン
最大級のディスカウント! タカラバイオWEB会員様限定30%OFFキャンペーン

新製品

Puromycin耐性遺伝子を搭載、安全性の高い高力価レンチウイルスベクターの調製に
【LVpro™ Packaging Mix with pLVpro Pur シリーズ】

耳より

Hisタグ精製製品【Capturem™, TALON®, His60】モニター結果をご紹介します

お申込みは6/17まで

クローニングのお悩みをサクッと解決!

In-Fusion 半額モニターキャンペーン

In-Fusionは、制限酵素やライゲーションキットが不要なうえ、簡単かつ成功率の高いクローニングが可能です。ただいま、In-Fusionのモニターを募集しています。モニターとしてお試しいただける方には、バージョンアップによりさらに成功率が上がった「In-Fusion® Snap Assembly Master Mix」を半額でご提供いたします!

- **募集期間**：2022年5月30日(月)～6月17日(金)まで
- **モニター応募条件**
 - ・これまでにIn-Fusionシリーズを使ったことがない、または従来品(In-Fusion® HD)を使ったことがあるがうまくクローニングできなかった経験のある方
 - ・現在お使いのクローニング方法に満足していないなど、お悩みがある方
 - ・モニターお申込み後、1ヵ月以内を目途にご評価いただき、簡単な結果アンケートにご協力いただける方
 - ・日本国内在住の方
- **モニター対象製品**：バージョンアップによりさらに成功率が上がった製品を半額でご提供!

製品名	容量	製品コード	通常価格(税別)	お試し価格(税別)
In-Fusion® Snap Assembly Master Mix	10回	638947	¥23,000	¥11,500

＼モニターにご協力いただける方には、もれなく嬉しい特典が付いてきます!／



高性能PCR酵素 & 迅速・簡単な精製キット

Ex Premier 40回 NucleoSpin Gel and PCR Clean-up 10回
高効率クローニングに必要な製品の無料サンプルをプレゼント



In-Fusion® Snap 30%OFF & Ex Premier 40%OFFクーポン

有効期限は2022/12/23まで。期限内であれば何度でもご利用いただけます!!



キャンペーン詳細とモニターご応募は弊社ウェブページをご確認ください ➡

In-Fusion Snap モニター

検索

安全性を高めた高力価のレンチウイルスベクター調製キットに、薬剤耐性遺伝子搭載シリーズをラインナップ
LVpro™ Packaging Mix with pLVpro Purシリーズ **NEW**


レンチウイルスベクターは、初代培養細胞や幹細胞、神経細胞などの非分裂細胞を含むほぼすべての哺乳類細胞に遺伝子導入を実現する強力な多用途ベクターです。
 目的遺伝子を搭載したpLVproレンチウイルスベクタープラスミドとLVpro™ Packaging MixをLenti-X™ 293T細胞にコトランスフェクションすることで、複製能を欠損した組換えウイルスベクターを簡単に調製できます。
 今回、pLVproレンチウイルスベクタープラスミドに薬剤耐性遺伝子 (Puromycin耐性) を搭載し、安定な形質転換体の選択にご利用いただける新製品を発売しました。

LVpro™ Packaging Mix with pLVpro Purシリーズの特長

- ✓ 高力価レンチウイルスベクターを調製するためのパッケージングシステム
- ✓ 既存品と比べ、高いタイターを維持したまま、より安全なレンチウイルスベクターの調製が可能
- ✓ 安定な形質転換体を選択するための薬剤耐性遺伝子を搭載 (Puromycin耐性)



pLVpro Purベクターの概要



搭載プロモーターの特長	CMV	導入した遺伝子が安定して発現
	EF1α	CMVプロモーター等の他のプロモーターで発現レベルが低い場合や、胚性幹細胞のようにプロモーターがサイレンシングを受ける場合に有用

新製品ラインナップ

製品名	容量	製品コード	価格
LVpro™ Packaging Mix (pLVpro-CMV-Pur Vector)	1 Set	6973	¥250,000
LVpro™ Packaging Mix (pLVpro-EF1α-Pur Vector)	1 Set	6974	¥250,000
LVpro™ Packaging Mix (pLVpro-CMV-ZsGreen1-Pur Vector)	1 Set	6975	¥250,000
LVpro™ Packaging Mix (pLVpro-EF1α-ZsGreen1-Pur Vector)	1 Set	6976	¥250,000


※本製品ご注文の際には、購入確認書の提出が必要です。詳しくは弊社ウェブサイトをご確認ください。

Hisタグ精製製品モニター結果 ご紹介

タカラバイオでは、ニッケルベーススピнкаラムのCapturem™、コバルトレジンのTALON®、ニッケルレジンのHis60の3シリーズを、Hisタグ精製製品としてご用意しています。


昨年実施したHisタグ精製製品モニターキャンペーンの製品評価アンケートの結果をご紹介します！

評価結果はいかがでしたか？



85%以上の方から**高評価**をいただきました！

今後、タカラバイオのHisタグ精製製品を採用されますか？



97%の方が採用を**前向きに検討**！

● アンケートでいただいた、うれしいコメントもご紹介！



Capturem:

初めてHisタグを使用してタンパク質を精製しましたが、これまでの苦労が嘘のようでした。

Capturem:

蛍光標識などカラム中でできるのは他にない特徴だと思った。



TALON:

以前より使用しており、発現量が多いと精製もきれいにできる。
また、1回使用当たりの価格も安いので良い印象を持っている。

TALON:

他社製品よりも綺麗に精製することができた。



His60:

現在使っている樹脂より安価で同程度の精製ができた。



★ Capturem™ His-Tagged Purification Kitの
無料サンプルを好評配布中！

タカラバイオ サンプル

検索



最大級のディスカウントキャンペーンが
やって来た!



タカラバイオWEB会員様限定

30%OFF キャンペーン

キャンペーン期間：2022年6月9日(木)～28日(火)ご注文分まで

WEB会員登録キャンペーンを同時開催中!

WEB会員募集中!
新規登録は、いまがチャンス!

期間中に新規会員登録いただいた方へ
**500円分のAmazonギフト券を
抽選で100名様にプレゼント!!**

※キャンペーン対象者は、2022年4月18日～6月30日の間に
下記の条件を満たす方になります。

- ・新規でWEB会員登録された方で、かつタカラバイオ Mail Newsを1種類でも受取り希望されている方
- ・マイページからキャンペーンの応募を完了された方

★ **いまずぐタカラバイオWEB会員へ登録しよう!**

タカラバイオ WEB会員新規

検索

**すでにWEB会員の皆様は
情報更新キャンペーン♪**

期間中にWEB会員にログインし、登録情報の
確認/更新をいただいた方へ
**500円分のAmazonギフト券を
抽選で100名様にプレゼント!!**

※キャンペーン対象者は、2022年4月18日～6月30日の間に
下記の条件を満たす方になります。

- ・WEB会員サイトへログイン後、マイページの「会員情報変更」から登録内容を確認/更新された方で、かつタカラバイオ Mail Newsを1種類でも受取り希望されている方
- ・マイページからキャンペーンの応募を完了された方

★ **いまずぐWEB会員へログインしよう!**

タカラバイオ WEB会員

検索

・本パンフレットで紹介した製品はすべて研究用として販売しております。ヒト、動物への医療、臨床診断用には使用しないようご注意ください。また、食品、化粧品、家庭用品等として使用しないでください。・タカラバイオの承認を得ずに製品の再販・譲渡、再販・譲渡のための改変、商用製品の製造に使用することは禁止されています。
・ライセンスなどに関する最新の情報は弊社ウェブサイトをご覧ください。
・本パンフレットに記載されている会社名および商品名などは、各社の商号、または登録済みもしくは未登録の商標であり、これらは各所有者に帰属します。
・本パンフレット記載の価格は2022年6月1日現在の希望小売価格です。価格に消費税は含まれておりません。

2022年6月作成N

タカラバイオ株式会社

東日本支店・西日本支店 TEL 03-3271-8553 FAX 03-3271-7282
関西支店・営業第2部 TEL 077-565-6969 FAX 077-565-6995
テクニカルサポートライン

TEL 077-565-6999 FAX 077-565-6995

Website <https://www.takara-bio.co.jp>

Facebook <https://www.facebook.com/takarabio.jp>

取扱店