

【vol.86の主な内容】

キャンペーン

タカラバイオ サマーキャンペーン2022 おススメ製品のユーザーズボイスをご紹介します!
幅広いターゲットに対応可能なqPCR用スタンダード試薬

【TB Green® Premix Ex Taq™ II (Tli RNaseH Plus)】

簡単で失敗知らずのクローニングキット 【In-Fusion® Snap Assembly】

AAV産生細胞と培養上清の両方から同時にAAVベクターの精製が可能

【AAVpro® Cell & Sup. Purification Kit Maxi (All Serotypes)】

高い汎用性と導入効率を併せ持つトランスフェクション試薬 【TransIT-X2®】

タカラバイオ サマーキャンペーン2022 10万円以上のご注文で銘菓が当たる!

ゲノム編集アンケート2022 うれしいプレゼント付き! ご協力をお願いいたします

サマーキャンペーン2022 連動企画

使ってよかった!
おススメ製品 ユーザーズボイスをご紹介します



タカラバイオ サマーキャンペーン2022(~2022.9.30)の対象製品の中から、ユーザー様からこれまでにいただいたうれしいお声とともにおススメ製品をご紹介します!
ご購入の際のご参考に!



幅広いターゲットに対応
スタンダードqPCR用試薬

**TB Green® Premix Ex Taq™ II
(Tli RNaseH Plus)**



簡単で失敗知らずの
クローニングキット

In-Fusion® Snap Assembly Master Mix



AAV産生細胞と培養上清
から同時にAAVベクター
の精製が可能

**AAVpro® Cell & Sup. Purification Kit Maxi
(All Serotypes)**



高い汎用性と導入効率
を併せ持つ
トランスフェクション試薬

TransIT-X2® Dynamic Delivery System



これまで上手くいかなかった実験の結果が出た!

他社類似品に比べてココがおススメ!



実際のユーザーズボイスは内面をご覧ください!



幅広いターゲットに対応可能なqPCR(リアルタイムPCR)用スタンダード試薬

TB Green® Premix Ex Taq™ II (Tli RNaseH Plus)

- ✓ 増幅効率と反応特異性のバランスが良く非常に使いやすい
- ✓ 耐熱性RNase Hもプレミックス化することで定量性がさらにアップ
- ✓ Perfect Real TimeサポートシステムのRT-PCR用プライマーには本試薬が第一推奨



★ 本製品をお使いのユーザー様からは以下のうれしい声をいただいています！



Y大学 U様

長年この試薬を使用しており、大変気に入っています。これからも継続して使用する予定です。



T大学 F様

シンプルなプロトコルなので、とても使いやすい。他のタカラバイオ製品と組み合わせることで、だれでも心配することなくqPCRのデータを取得することができる。解析ソフトのインターフェイスも分かりやすく、初心者でも理解しやすい。

プライマーと試薬を混ぜたマスターミックスを調製、分注し、サンプルを規定量入れるのみの工程であるため、初心者である私でもリアルタイムPCRを比較的容易に実施することができました。



N大学 N様

20%OFF

製品名	容量	製品コード	通常価格	キャンペーン価格
TB Green® Premix Ex Taq™ II (Tli RNaseH Plus)	200回 (50 µl反応系)	RR820A	¥44,000	¥35,200



タカラバイオが自信をもっておすすめ！高効率・高正確性を併せ持つシームレスクローニングキット

In-Fusion® Snap Assembly Master Mix

- ✓ 任意のベクターの任意の位置にディレクショナルクローニングが可能
- ✓ 制限酵素不要の簡単プロトコル
- ✓ 0.5~15 kbインサートについて、95%以上の高効率でクローニングが可能
- ✓ 既存品 In-Fusion® HDIに比べ、マルチクローニングの効率が向上



★ 本製品をお使いのユーザー様からは以下のうれしい声をいただいています！



K大学 S様

他社製品ではうまくいかなかったものが、In-Fusion Snapでは、生えたほぼ全てのコロニーでうまくいってました。



H大学 Y様

すばらしいです。今後必要な制限酵素はDpn1だけになったと感じます。

操作が非常に簡便で不安になるほどでしたが、うまく行って満足しました。

3断片でもまったく問題なく挿入され、しかも確認した範囲ではすべてエラーフリーであり、期待以上であった。



O大学 Y様



T大学 K様

20%OFF

製品名	容量	製品コード	通常価格	キャンペーン価格
In-Fusion® Snap Assembly Master Mix	10回	638947	¥23,000	¥18,400



AAV産生細胞と培養上清の両方から同時にAAVベクターの精製が可能

AAVpro® Cell & Sup. Purification Kit Maxi (All Serotypes)

- ✓ さまざまな血清型(セロタイプ)のAAVベクターに適用可能
- ✓ 独自のAAVベクター抽出法により、凍結融解法や超音波破碎法のような面倒な操作は一切不要
- ✓ AAVベクター精製に必要なすべてのバッファーが付属



★ 本製品をお使いのユーザー様からは以下のうれしい声をいただいています！



N大学 E様

培養細胞の回収工程が楽にできたので、今後も使用したいと思います。



Y大学 M様

精製には半日~1日かかったが、プロトコルには特に戸惑うところもなく、初心者でもウイルス調製ができた。上清か細胞どちらか単独からのAAV精製がうまくいかない場合は試してみても良いかと思えます。

ウイルスの収量が増加して助かった。



K大学 O様

30%OFF

製品名	容量	製品コード	通常価格	キャンペーン価格
AAVpro® Cell & Sup. Purification Kit Maxi (All Serotypes)	4回	6676	¥159,000	¥111,300

★ 半額モニターキャンペーン実施中！

AAVpro Cell & Sup. Purification Kit Maxi モニター

検索



初代細胞を含むさまざまな細胞に、DNAおよびsiRNA/miRNAを高効率に導入

TransIT-X2® Dynamic Delivery System

- ✓ **低細胞毒性**で培地交換が不要
- ✓ 正常初代細胞を含む**広範囲の細胞**に使用可能
- ✓ Cas9とsgRNAの複合体(RNP)の導入にも使用可能



★ 本製品をお使いのユーザー様からは以下のうれしい声をいただいています！



S大学 H様

細胞死が少なく、良好な発現が得られた。

思った以上の効率で驚いた。



N大学 K様




20%OFF

製品名	容量	製品コード	通常価格	キャンペーン価格
TransIT-X2® Dynamic Delivery System	0.3 ml	MIR6003	¥24,000	¥19,200

※本製品はMirus Bio社の製品です。詳しくは、弊社ウェブサイトの製品ページをご覧ください。

★ サマーキャンペーン2022 プレゼント企画のご紹介 ★

10万円以上のご注文で**全国の銘菓**が当たる！！

サマーキャンペーン2022の対象製品を**一括で10万円以上**(キャンペーン価格、税別)ご注文いただいた方の中から抽選で、全国のご当地銘菓をプレゼントいたします。1製品でも、複数製品の組み合わせでも、キャンペーン価格の合計が10万円以上で1口お申込みいただけます。奮ってご応募ください！

★ プレゼント企画の詳細とお申込みは ...

タカラバイオ サマーキャンペーン


検索

ゲノム編集アンケート2022 **実施中**

期間：～9/30(金)

「ゲノム編集」に関する**5分程度**の簡単なアンケートです。ぜひ、ご協力ください！

回答していただいた方全員に**お得なクーポン**をプレゼント！
さらに、抽選で**100名様**に**Amazonギフト券500円分**も！



対象者

- ・現在ゲノム編集を行っている方、今後実施予定の方
- ・過去にゲノム編集を実施されていた方

★ ご応募は ...

タカラバイオ ゲノム編集アンケート

検索

・本パンフレットで紹介した製品はすべて研究用として販売しております。ヒト、動物への医療、臨床診断用には使用しないようご注意ください。また、食品、化粧品、家庭用品等として使用しないでください。・タカラバイオの承認を得ずに製品の再販・譲渡、再販・譲渡のための改変、商用製品の製造に使用することは禁止されています。
・ライセンスなどに関する最新の情報は弊社ウェブサイトをご覧ください。
・本パンフレットに記載されている会社名および商品名などは、各社の商号、または登録済みもしくは未登録の商標であり、これらは各所有者に帰属します。
・本パンフレット記載の価格は2022年9月1日現在の希望小売価格です。価格に消費税は含まれておりません。

2022年8月作成G

タカラバイオ株式会社

東日本支店・西日本支店 TEL 03-3271-8553 FAX 03-3271-7282
関西支店・営業第2部 TEL 077-565-6969 FAX 077-565-6995
テクニカルサポートライン

TEL 077-565-6999 FAX 077-565-6995

Website <https://www.takara-bio.co.jp>Facebook <https://www.facebook.com/takarabio.jp>

取扱店