

【vol.91の主な内容】

新製品

血清型8のAAVベクター作製キット ★ AAVpro® Helper Free System (AAV8) シリーズ ★
多様な動物試料から簡便にウイルス核酸・細菌DNAを精製 ★ NucleoSpin® VET ★

キャンペーン

新モデルに買い替えのチャンス! ★ リアルタイムPCR装置 買い替えキャンペーン ★
ウインター価格 & プレゼントでお得! ★ In-Fusion®ご購入でEx Premier™プレゼント★

ヘルパーフリーシステムによるAAVベクターの作製キットにAAV8が追加!

AAVpro® Helper Free System (AAV8) シリーズ

NEW

AAVpro® Helper Free Systemは、ヘルパーウイルスを使用せずに、安全にアデノ随伴ウイルス (AAV) ベクターを作製できる製品です。AAVベクターの作製に必要な複数のプラスミドをHEK293細胞にトランスフェクションすることで、簡便にAAVベクターを作製することができます。

タカラバイオでは、血清型1、2、5、6のAAVベクター (AAV1、AAV2、AAV5、AAV6ベクター) 作製キットに加え、このたび、肝臓、筋肉、中枢神経系等への導入効率が高いとされる**血清型8のAAVベクター (AAV8ベクター) 作製キット**を新発売しました!

コントロールベクターとして、LacZ、Cre recombinaseが挿入されたAAVベクターを作製するキットや、遺伝子ノックダウン用のshRNA発現ベクター作製キットもご用意していますので、使用目的に合わせてお選びいただけます。

本製品を含めたAAVベクターシリーズは、現在実施中のウインターキャンペーン対象製品です。実験の目的に合わせた最適なベクターを、ぜひお得にご購入ください!



■ 本製品の特長

- ✓ ヘルパーウイルスを使用せずに、安全に血清型1、2、5、6、8のアデノ随伴ウイルスベクター (AAV1、AAV2、AAV5、AAV6、AAV8ベクター) を作製
- ✓ 独自のAAVベクター抽出法で効率的かつ簡便な操作
- ✓ コントロールベクター (LacZ、Cre recombinase) やshRNA発現用ベクターもご用意

■ 製品リスト

※表示価格はすべて税別です。

製品名	容量	製品コード	通常価格	キャンペーン価格
AAVpro® Helper Free System (AAV8)	1 Kit	6680	¥158,000	¥126,400
AAVpro® Helper Free System (AAV8-CRE Recombinase)	1 Kit	6682	¥158,000	¥126,400
AAVpro® Helper Free System (AAV8-LacZ)	1 Kit	6683	¥158,000	¥126,400
AAVpro® Helper Free System (AAV8-2xU6)	1 Kit	6684	¥158,000	¥126,400
AAVpro® Helper Free System (AAV8-U6-ZsGreen1)	1 Kit	6685	¥158,000	¥126,400

多様な動物試料から簡便にウイルス核酸、細菌DNAを精製


NucleoSpin® VET

NEW

- ✓ 血清、血漿、無細胞生体液、全血、組織、スワブ、糞便について核酸精製の実績あり
- ✓ サンプル前処理の後の核酸精製はすべて同一プロトコール(標準プロトコール)で可能
- ✓ 操作時間20分のFastTrackプロトコールもご用意



■ 実施例：ウシ全血からのウイルスDNA/RNA精製



ウシ全血(EDTA血)にランピースキン病ウイルス(LSDV)、ウシコロナウイルス(BoCoV)および口蹄疫ウイルス(FMDV)を様々な濃度でスパイクしたサンプルから、NucleoSpin VETを用いてウイルスRNA/DNAを精製しました。各精製物を鋳型としてRT-qPCRを行い、各ウイルスRNA/DNAを検出しました。

NucleoSpin VETにより、高タイターから低タイターまでウイルスを含む試料から、一貫して信頼性の高いウイルスRNA/DNAの回収が可能でした(FMDVの1:10,000希釈液をスパイクしたサンプルについては検出限界以下)。

★ ウィンターキャンペーンで30%OFF

製品名	容量	製品コード	通常価格	キャンペーン価格
NucleoSpin® VET	50回	740842.50	¥47,000	¥32,900

※本製品はMACHEREY-NAGEL社の製品です。詳しくはウェブカタログの製品ページをご覧ください。

★ In-Fusion®ご購入でEx Premier™をプレゼントキャンペーン ★ 好評実施中!



制限酵素不要、簡単・正確・高効率なクローニングキット In-Fusion®シリーズの中から In-Fusion® Snapか In-Fusion® HDの10回用をご購入いただくと...

★ ウィンターキャンペーンで20%OFF

Buy 1!

製品名	容量	製品コード	通常価格	キャンペーン価格
In-Fusion® Snap Assembly Master Mix	10回	638947	¥23,000	¥18,400
In-Fusion® HD Cloning Kit	10回	639648	¥23,000	¥18,400



高成功率・高正確性・高操作性を持つプレミアムPCR酵素

TaKaRa Ex Premier™ DNA Polymeraseの40回用をもちろんプレゼント!

しかもDyeなし/Dyeありの両方、計2キットをお付けします!!

Get 2!

Dyeの有無	製品名	容量	製品コード
Dyeなし	TaKaRa Ex Premier™ DNA Polymerase	40回	RR370S
Dyeあり	TaKaRa Ex Premier™ DNA Polymerase Dye plus	40回	RR371S

通常価格ベースで 16,000円相当をプレゼント!

新しいモデルに買い替えのチャンス!

期間: ~9月29日(金)

リアルタイムPCR装置 買い替えキャンペーン

販売を終了したタカラバイオのリアルタイムPCR装置 Thermal Cycler Dice® Real Time System / Single / II をお持ちのお客様限定で、Thermal Cycler Dice® Real Time System III および IV、CronoSTAR™ 96 (4ch) を特別価格にてご提供いたします。

※ 弊社ウェブサイトのキャンペーンページにご用意している専用発注書でご注文ください。

買い替え対象製品: 下記①~③の装置をお持ちの方がキャンペーン対象です

- ① Thermal Cycler Dice® Real Time System (製品コード TP800/TP860)
- ② Thermal Cycler Dice® Real Time System Single (製品コード TP850/TP870)
- ③ Thermal Cycler Dice® Real Time System II (製品コード TP900/TP960)

① TP800/TP860



② TP850/TP870



③ TP900/TP960



特別価格製品: 新しいモデルを特別価格でご提供します

◆ Thermal Cycler Dice® Real Time System IV (製品コード TP1000/TP1010/TP1030)

30%OFF



タカラバイオqPCR装置
最新・最速・最上位機種

製品コード	FAM/HEX/ ROX/Cy5 フィルター	制御用PC	MRQ※1	Q705 フィルター	通常価格	特別価格
TP1000	○			オプション (製品コード TP1004)	¥4,300,000	¥3,010,000
TP1010	○	○			¥4,500,000	¥3,150,000
TP1030	○	○	○		¥4,665,000	¥3,265,500

◆ Thermal Cycler Dice® Real Time System III (製品コード TP950/TP970/TP980/TP990)

35%OFF



スタンダード
96ウェルモデル

製品コード	FAM/ROX フィルター	制御用PC	MRQ※1	Cy5 フィルター	通常価格	特別価格
TP950	○				¥3,300,000	¥2,145,000
TP970	○	○			¥3,500,000	¥2,275,000
TP980	○	○	○		¥3,665,000	¥2,382,250
TP990	○	○		○	¥3,950,000	¥2,567,500

※1 MRQ: 相対定量解析ソフトウェア「Multiplate RQ」は、複数プレートのデータをまとめて相対定量解析するための「Thermal Cycler Dice Real Time System」シリーズ専用ソフトウェアです。

◆ CronoSTAR™ 96 Real-Time PCR System (4ch) (製品コード 640231)

CronoSTAR™ 96 制御用PC (製品コード WN822)

20%OFF



CronoSTARシリーズ
の96ウェル、4色モデル

製品コード	搭載フィルター	通常価格	特別価格
640231	FAM、VIC/HEX、ROX/Texas Red、Cy5	¥2,880,000	¥2,304,000
WN822	—	¥200,000※2	¥160,000※2

※2: 本体と同時に購入いただいた場合の価格です。
追加で制御用PCのみをご購入される場合は、動作確認を行うため、作業費用と送料が別途必要となります。
本体同時購入以外で制御用PCをご購入される場合は、総販売元のワケンビーテック株式会社までお問い合わせください。

★ キャンペーンの詳細は ...

タカラバイオ キャンペーン

検索

動画ライブラリーのご案内

タカラバイオのウェブサイトでは、製品や技術、受託サービスを動画やアニメーションでご紹介！
今後も続々と動画を追加していきますので、ぜひご覧ください。

タカラバイオ 動画ライブラリー

検索

新着動画

抽出操作不要！さらにパワフルに進化したダイレクトPCR対応型酵素

MightyAmp™
DNA Polymerase Ver.3



高成功率・高正確性・高操作性を持つプレミアムPCR酵素

TaKaRa Ex Premier™
DNA Polymerase Dye plus



非アルカリ性・非腐食性・非発がん性
ready-to-use

コンタミネーション除去試薬

DNA-OFF®
(Code No.9036)

RNase-OFF®
(Code No.9037)



動画ライブラリーのポイント

技術や原理をわかりやすく解説



説明書には書き切れないTipsの紹介



初めての操作も安心！


















受託サービス内容の紹介



2022年度ウインターキャンペーン まもなく終了！

★ 特別プレゼント企画 後期 ★ 10万円以上のご購入で四国地方の銘菓が当たります!!

- | | |
|---|---|
|  PCR試薬 |  遺伝子機能解析 |
|  リアルタイムPCR (qPCR) 関連試薬 |  ゲノム編集 |
|  核酸抽出・精製関連 |  NGS関連 |
|  クローニング関連、In-Fusion® |  幹細胞研究ツール(細胞・培地) |
|  RNA関連製品 |  タンパク質発現・検出・精製 |
|  制限酵素、逆転写酵素、cDNA合成 |  エピジェネティクス解析関連 |
|  電気泳動関連 |  受託サービス |
|  遺伝子導入 | |



・本パンフレットで紹介した製品はすべて研究用として販売しております。ヒト、動物への医療、臨床診断用には使用しないようご注意ください。また、食品、化粧品、家庭用品等として使用しないでください。・タカラバイオの承認を得ずに製品の再販・譲渡、再販・譲渡のための改変、商用製品の製造に使用することは禁止されています。
・ライセンスなどに関する最新の情報は弊社ウェブサイトをご覧ください。
・本パンフレットに記載されている会社名および商品名などは、各社の商号、または登録済みもしくは未登録の商標であり、これらは各所有者に帰属します。
・本パンフレット記載の価格は2023年3月1日現在の希望小売価格です。価格に消費税は含まれておりません。

2023年2月作成G

タカラバイオ株式会社

東日本支店・西日本支店 TEL 03-3271-8553 FAX 03-3271-7282

関西支店・営業第2部 TEL 077-565-6969 FAX 077-565-6995

テクニカルサポートライン

TEL 077-565-6999 FAX 077-565-6995

Website <https://www.takara-bio.co.jp>

Facebook <https://www.facebook.com/takarabio.jp>

取扱店