

【vol.96の主な内容】

新製品

高機能リアルタイムPCR試薬【TB Green® Premix Ex Taq™ II FAST qPCR】
 簡単操作×低価格【SMART-Seq® mRNA HT】【SMART-Seq® mRNA HT LP】
 mRNA合成用鋳型プラスミド調製ベクター
 【Template Vector (BspQ I) for T7 mRNA Synthesis】

キャンペーン

数量限定でプライマー・プローブが無料！リアルタイムPCRプローブ法関連製品キャンペーン
 シングルセル解析／空間トランスクリプトーム解析 お試しキャンペーン

耳より

タカラバイオのブースへGo！学会協賛情報
 ♪好評開催中♪ バーチャル展示会

新発売

インターカレーター法リアルタイムPCR酵素ミックスが **50%OFF!!**

TB Green® Premix Ex Taq™ II FAST qPCR 新発売キャンペーン

キャンペーン期間：2023年8月28日(月)～10月31日(火)

インターカレーター法リアルタイムPCR試薬の新製品TB Green® Premix Ex Taq™ II Fast qPCRの発売を記念して、**50%OFF**キャンペーンを実施いたします。

高い定量性・特異性、高速反応対応、コンタミ防止など、高機能満載の本製品をこの機会に是非お試しください！



- ✓ 独自の反応液組成により非特異的増幅を抑制。究極の特異性を実現
- ✓ 変異型DNAポリメラーゼの採用で高速反応が可能
- ✓ ユニバーサルリファレンスDyeがプレミックス。装置ごとの調整が不要
- ✓ UNG (Uracil-N-Glycosylase)によりキャリアオーバーコンタミネーションを防止
- ✓ 反応液の着色により視認性が向上
- ✓ サンプル専用希釈液 EASY Dilution II (for Real Time PCR)を添付。より正確な定量が可能

50%OFF

製品名	容量 (25 µl反応系)	製品コード	通常価格 (税別)	キャンペーン価格 (税別)
TB Green® Premix Ex Taq™ II FAST qPCR	400回	RR830A	¥49,000	¥24,500
	800回	RR830B	¥93,000	¥46,500

無料サンプル(製品コード RR830S、80回用)もご用意しています。
 お申込みはウェブから。まずは一度お試しください！

★ キャンペーンの詳細は...

タカラバイオ キャンペーン

検索



簡単操作・低価格が特長のmRNA-Seq用ライブラリー調製キットがリニューアル!

SMART-Seq® mRNA HT LPシリーズ



超微量サンプルからのmRNA-Seq用ライブラリー調製キット「SMART-Seq® HTシリーズ」が、名前を変えて新登場! 既存品の性能はそのままに、さらにお求めやすい価格になりました。

製品の特長

- ✓ シングルセルまたは10 pg total RNAからライブラリー調製が可能
- ✓ 簡単なシングルチューブワークフロー
- ✓ Unique Dual Index (別売り)によりインデックスホッピングの影響を軽減
- ✓ 自動化装置にも対応可能なプロトコール

SMART-Seq mRNA

- Add CDS Primer IIA
- Preheat
- RT
- PCR
- Add Lysis Buffer
- Bead purification

SMART-Seq mRNA HT

- Preheat
- One-Step RT-PCR
- Bead purification

cDNA
ライブラリー調製 (断片化、増幅、Index付加)

◆ 製品リスト：サマーキャンペーンにて**20%OFF**でご提供中

製品名	概要	容量	製品コード	通常価格	キャンペーン価格
SMART-Seq® mRNA HT	・ cDNA合成試薬	24回	634795	¥138,000	¥110,400
SMART-Seq® mRNA HT LP	・ cDNA合成試薬 ・ ライブラリー調製試薬	24回	634792	¥158,000	¥126,400

★ 製品コード 634792は**30%OFFモニター**も実施中...


タカラバイオ RNA-Seqキャンペーン

検索

RNA関連製品ラインナップに新製品追加!

Poly(A) 配列後に余分な配列を持たない“scarless”なmRNA合成用鑄型プラスミドの調製用ベクター Template Vector (BspQ I) for T7 mRNA Synthesis

- ✓ *in vitro* transcription (IVT)にてmRNAを合成する際の鑄型プラスミドを構築するためのベクター
- ✓ 制限酵素 *BspQ I* (製品コード 1227A/B)で線状化することにより、Poly(A) 配列後に余分な配列を持たない“scarless”なテンプレート調製が可能
- ✓ In-Fusion Snap Assembly Master Mix (別売り)と組み合わせることで、簡単・迅速なクローニングが可能



製品名	容量	製品コード	価格
Template Vector (BspQ I) for T7 mRNA Synthesis	10 µl	6146	¥10,000

※ 本ベクターはIVTでのmRNA合成を意図したプレデザイン済みのIn-Fusionクローニング用プラスミドです。In-Fusion Snap Assembly Master Mix (製品コード 638943/638944/638947~638949)は製品に含まれないので、必要に応じて別途ご購入ください。

期間：～9月29日（金）

酵素ミックスが30%OFF！ 数量限定でプライマー・プローブが無料！

リアルタイムPCRプローブ法関連製品キャンペーン



タカラバイオでは、リアルタイムPCRを広くサポートする多くの製品をご提供しています。
その中からプローブ法関連製品をピックアップし、お得なキャンペーン2つをご用意しました。
特に、まだタカラバイオのプローブ法関連製品をお使いになったことがない方はこの機会をぜひご利用ください！

◆ キャンペーンその①：リアルタイムPCR (qPCR)ミックスが30%OFF！

高性能プローブ法用qPCRプレミックス試薬「Probe qPCR Mix」を30%OFFでご提供！

製品名	容量	製品コード	通常価格	キャンペーン価格
Probe qPCR Mix	200回 (50 μl反応系)	RR391A	¥39,000	¥27,300
	400回 (50 μl反応系)	RR391B	¥72,000	¥50,400

◆ キャンペーンその②：先着50セット限定！プライマー・プローブセットが無料！

キャンペーン期間中に①のProbe qPCR Mixをご購入いただいた方に、先着50セット限定でプローブ法用プライマー・プローブセット「Perfect Real Time サポートシステム (PRTSS) for プローブ (通常価格 ¥25,000)」を無料でご提供！

注1) PRTSS for プローブの無料でのご提供は先着50セット限定です。50セットに達した場合、キャンペーン期間中でも無料でのご提供は終了いたします。

注2) PRTSS for プローブの無料でのご提供は、RR391のA包装、B包装の容量に関わらず、1キットのご購入で1セットとさせていただきます。また、1研究室につき1セットまでとさせていただきます。

★ 無料のご注文方法などキャンペーン詳細は …

タカラバイオ キャンペーン

検索

シングルセル解析 & 空間トランスクリプトーム解析 お試しキャンペーン

新しくなった**シングルセル解析** &
空間トランスクリプトーム解析を是非お試しください！
情報解析までトータルサポート！

先着10名様限定

最新手法

シングルセル解析

4検体：155万円 (税別)


供与サンプル

▶ 凍結細胞、凍結組織、
FFPE検体、固定化細胞

納期 ▶ 約2か月



Chromium シングルセル遺伝子発現Flex (10x Genomics社) を用いて解析を行います。
サンプルを固定化しての解析が可能となり、組織・FFPEなど幅広いサンプルに対応！



バージョンアップ

空間トランスクリプトーム解析

2検体：155万円 (税別)

4検体：245万円 (税別)

供与サンプル ▶ FFPEブロック

納期 ▶ 約2.5～3か月

Visium CytAssist (10x Genomics社) を使用した解析です。

※本キャンペーンでの解析範囲は、6.5 mm × 6.5 mmのみ
※FFPEスライド (10x Genomics社推奨スライド使用) での受付も可能です。

学会協賛情報

タカラバイオは多数の学会総会や展示会に出展しています。
展示員として、営業担当者や製品担当者がブースにおりますので、お気軽にお声がけください。

学会名	開催日	協賛内容	
第29回日本遺伝子細胞治療学会学術集会	2023/09/11～09/13	展示	セミナー
第44回日本食品微生物学会学術総会	2023/09/21～09/22	展示	セミナー
第82回日本癌学会学術総会	2023/09/21～09/23	展示	セミナー
第14回国際ゲノム会議	2023/10/04～10/06	展示	
JACLaS EXPO 2023	2023/10/06～10/08	展示	
日本人類遺伝学会第68回大会	2023/10/11～10/14	展示	

★ セミナーなどの詳細は、弊社ウェブサイトをご確認ください。

タカラバイオ 学会情報

検索



COMPANY

that's
GOOD
science!

バーチャル展示会開催中!

バーチャル
展示会へ
GO!



- ・本パンフレットで紹介した製品はすべて研究用として販売しております。ヒト、動物への医療、臨床診断用には使用しないようご注意ください。また、食品、化粧品、家庭用品等として使用しないでください。
- ・タカラバイオの承認を得ずに製品の再販・譲渡、再販・譲渡のための改変、商用製品の製造に使用することは禁止されています。
- ・ライセンスなどに関する最新の情報は弊社ウェブサイトをご覧ください。
- ・本パンフレットに記載されている会社名および商品名などは、各社の商号、または登録済みもしくは未登録の商標であり、これらは各所有者に帰属します。
- ・本パンフレット記載の価格は2023年9月1日現在の希望小売価格です。価格に消費税は含まれておりません。

2023年8月作成G

タカラバイオ株式会社

東日本支店・西日本支店 TEL 03-3271-8553 FAX 03-3271-7282
関西支店・営業第2部 TEL 077-565-6969 FAX 077-565-6995
テクニカルサポートライン TEL 077-565-6999 FAX 077-565-6995
Website <https://www.takara-bio.co.jp>
Facebook <https://www.facebook.com/takarabio.jp>

取扱店