

【vol.97の主な内容】

新製品

操作が簡便なリアルタイムRT-PCR用逆転写試薬
【 PrimeScript™ FAST RT reagent Kit with gDNA Eraser 】 50%OFFキャンペーン

キャンペーン

こちらも50%OFF! 【 TB Green® Premix Ex Taq™ II FAST qPCR 】 新発売キャンペーン

耳より

正確な定量にはこれ! 「EASY Dilution II」

★ Coming Soon ★ CosMx™ SMIを利用したシングルセル空間解析サービス

用途に応じた試薬や製品形態をご提案! カスタム製造

タカラバイオのブースへGo! 学会協賛情報

♪ 好評開催中♪ バーチャル展示会

新製品「リアルタイムRT-PCR用逆転写試薬」が、期間限定でなんと半額!

PrimeScript™ FAST RT reagent Kit with gDNA Eraser
新発売 50%OFF キャンペーン

キャンペーン期間: ~ 2023年10月31日(火) まで

PrimeScript™ FAST RT reagent Kit with gDNA Eraser は、ゲノムDNA除去反応をプラスし、プレミックス化した試薬で迅速・簡便にcDNA合成ができるリアルタイムRT-PCR専用の逆転写試薬です。新発売を記念して、半額でご提供しています。ぜひこの機会にお試しください!



- ✓ ゲノムDNA除去反応をプラスしたリアルタイムRT-PCR専用逆転写試薬
- ✓ ゲノムDNA除去反応はわずか2分、逆転写反応は10分で完了
- ✓ プレミックス化された試薬を順次添加する簡便操作
- ✓ 核酸溶液の段階希釈を正確に行うことができる
EASY Dilution II (for Real Time PCR) ★ を添付
- ★ 本パンフレットの2ページで、EASY Dilution IIを詳しくご紹介

50%OFF

| 製品名 | 容量 (20 µl 反応系) | 製品コード | 通常価格 (税別) | キャンペーン価格 (税別) |
|---|-------------------|--------|--------------|------------------|
| PrimeScript™ FAST RT reagent Kit with gDNA Eraser New | 100回 | RR092A | ¥47,000 | ¥23,500 |
| | 400回 | RR092B | ¥159,000 | ¥79,500 |

無料サンプル(製品コード RR092S: 40回用)もご用意しています。
弊社ウェブサイトから簡単にお申込みいただけます。まずは一度お試しください!

★ 無料サンプルのお申込みやキャンペーンの詳細は...

タカラバイオ キャンペーン

検索 

インターカレーター法リアルタイムPCR酵素ミックスも50%OFF!!

TB Green® Premix Ex Taq™ II FAST qPCR 新発売キャンペーン

キャンペーン期間：～ 2023年10月31日(火) まで

インターカレーター法リアルタイムPCR酵素ミックスの新製品 TB Green® Premix Ex Taq™ II Fast qPCR の発売を記念して、**50%OFFキャンペーン**を好評実施中です。

高い定量性、高い特異性、高速反応対応、コンタミ防止など高機能満載の本製品を、この機会に是非お試しください!



- ✓ 独自の反応液組成により非特異的増幅を抑制。**究極の特異性を実現**
- ✓ 変異型DNAポリメラーゼの採用で**高速反応が可能**
- ✓ ユニバーサルリファレンスDyeがプレミックス。**装置ごとの調整が不要**
- ✓ UNG (Uracil-*N*-Glycosylase)により**キャリーオーバーコンタミネーションを防止**
- ✓ 反応液の着色により**視認性が向上**
- ✓ サンプル専用希釈液 **EASY Dilution II (for Real Time PCR) ★**を添付。**より正確な定量が可能**

50%OFF

| 製品名 | 容量 (25 µl反応系) | 製品コード | 通常価格 | キャンペーン価格 |
|---|------------------|--------|---------|----------------|
| TB Green® Premix Ex Taq™ II FAST qPCR New | 400回 | RR830A | ¥49,000 | ¥24,500 |
| | 800回 | RR830B | ¥93,000 | ¥46,500 |

無料サンプル(製品コード RR830S: 80回用)もご用意しています。

弊社ウェブサイトから簡単にお申込みいただけます。まずは一度お試しください!


★ 無料サンプルのお申込みやキャンペーンの詳細は...

タカラバイオ キャンペーン

検索

★ EASY Dilution IIとは ★

特にサンプルが低濃度るとき、EASY Dilutionを使うと水やTEと比べて正確な希釈が可能となり、結果、精度の高い定量に繋がります。一度使うと手放せなくなる便利製品です!



Transcript RNA希釈系列をEASY Dilution IIおよびTEで作成し、それを鋳型としたqPCRを行って結果を比較した。

EASY Dilution II (for Real Time PCR)を使用することで、TEに比べ低濃度まで正確な定量が可能!

シングルセル空間解析

Coming Soon!

CosMx™ SMI (NanoString Technologies社)を用いたシングルセル空間解析サービスを開始します。
*in situ*ハイブリダイゼーション技術により、高解像度な空間マルチオミクス解析をご提供いたします。

★ 高解像度


シングルセル・サブセラーレベルの高解像度

★ ハイプレックスなパネル

約1,000種類のRNAと約100種類のタンパク質を検出

★ 様々なアプリケーションに対応

- ・細胞タイピング
- ・細胞アトラスの解析
- ・組織表現型解析
- ・細胞間相互作用や細胞内プロセスの理解
- ・バイオマーカー探索



CosMx™ SMI

空間解析の注目度は、いま急上昇中！

究極の空間解析『シングルセル空間解析』をぜひお試しください！

「こういう酵素・キットがほしい！」にカスタムでお応え！

用途に応じた酵素や製品形態をご提案します

カスタム製造

- ✓ カスタマイズ可能な幅広い製品ラインナップ
- ✓ 用途に応じた酵素や試薬をご提案
- ✓ 安定した製造体制



★ カスタム製造に対応する酵素・試薬例

| 用途 | 製品群 | 製品名 |
|--|--------------|--|
| 遺伝子検査 | リアルタイムPCR酵素 | One Step PrimeScript™ III RT-qPCR Mix |
| | エンドポイントPCR酵素 | TaKaRa Taq™ Hot Start Version ★ |
| | 逆転写酵素 | PrimeScript™ III Reverse Transcriptase |
| mRNA製造 (<i>in vitro</i> transcription) | RNAポリメラーゼ | T7 RNA Polymerase ver.2.0 |
| | cap構造付加 | Vaccinia Capping Enzyme |

★ 無料サンプルをご提供！

酵素濃度を5 U/μlから25 U/μlに高濃度化し、さらにGlycerol-Free化した「TaKaRa Taq™ Hot Start Version」の無料サンプルをご用意しています。
 数量に限りがございますので、お早めにお問い合わせください。

お問い合わせはこちら ▶



学会協賛情報

タカラバイオは多数の学術総会や展示会に出展しています。
展示員として営業担当者や製品担当者がブースにおりますので、お気軽にお声がけください。

| 学会名 | 開催日 | 協賛内容 |
|------------------|------------------|---------|
| 第14回国際ゲノム会議 | 2023/10/04～10/06 | 展示 |
| JACLaS EXPO 2023 | 2023/10/06～10/08 | 展示 |
| 日本人類遺伝学会第68回大会 | 2023/10/12～10/14 | 展示 |
| 第96回日本生化学会大会 | 2023/10/31～11/02 | 展示 |
| NGS EXPO 2023 | 2023/11/15～11/16 | 展示 |
| 第46回日本分子生物学会年会 | 2023/12/06～12/08 | 展示 セミナー |

★ セミナーなどの詳細は、弊社ウェブサイトをご確認ください。

タカラバイオ 学会情報

検索

タカラバイオバーチャル展示会

★ 注目の展示内容

- ・ レンチウイルスベクターの最新研究報告
- ・ mRNA合成関連製品のご紹介
- ・ NGSマルチオミックス解析セミナー（第1話）
- ・ 最新リアルタイムPCR装置のご紹介と操作方法のご説明
- ・ CellAmp Direct TB Green/Probe RT-qPCR Kitの実験操作
- ・ 推し製品のサンプルご案内



Clontech Takara cellartis



バーチャル展示会へ
GO!

・本パンフレットで紹介した製品はすべて研究用として販売しております。ヒト、動物への医療、臨床診断用には使用しないようご注意ください。また、食品、化粧品、家庭用品等として使用しないでください。
・タカラバイオの承認を得ずに製品の再販・譲渡、再販・譲渡のための改変、商用製品の製造に使用することは禁止されています。
・ライセンスなどに関する最新の情報は弊社ウェブサイトをご覧ください。
・本パンフレットに記載されている会社名および商品名などは、各社の商号、または登録済みもしくは未登録の商標であり、これらは各所有者に帰属します。
・本パンフレット記載の価格は2023年10月1日現在の希望小売価格です。価格に消費税は含まれておりません。

2023年9月作成G

タカラバイオ株式会社

東日本支店・西日本支店 TEL 03-3271-8553 FAX 03-3271-7282
関西支店・営業第2部 TEL 077-565-6969 FAX 077-565-6995
テクニカルサポートライン TEL 077-565-6999 FAX 077-565-6995
Website <https://www.takara-bio.co.jp>
Facebook <https://www.facebook.com/takarabio.jp>

取扱店