

たくさんのご要望にお応えして、  
大反響キャンペーンのアンコール企画を実施いたします！

安定した温度制御機能と高い操作性のサーマルサイクラー

# Clontech PCR Thermal Cycler GP

## 年度末キャンペーン



以前に実施したキャンペーンでは、大変多くのお客様にご支持いただきまして、誠にありがとうございました。  
『またやって欲しい!』との声を多数いただきましたので、日頃の感謝の気持ちを込め、アンコール企画の実施を決定いたしました。  
新たな定番となったコンパクトサーマルサイクラー Clontech PCR Thermal Cycler GP を、特別価格の **39.8万円** でご提供いたします。  
ぜひこの機会をご利用ください！



<キャンペーン期間> ~ 2025年3月31日(月)ご注文分まで

製品名	製品コード	通常価格	特別価格
Clontech PCR Thermal Cycler GP	WN400	¥580,000	<b>¥398,000</b>

さらにまとめ買いがお得！ 2台以上で1台あたり **30万円!**

※表示価格はすべて税別です。

### ■ Clontech PCR Thermal Cycler GPの特長

- ✓ 使い勝手の良いインターフェイスで**簡便・快適**に操作
- ✓ ヒートブロック全体の高い**温度均一性**を実現
- ✓ 幅広い反応条件検討を可能とする**12段階のグラジエント機能**を搭載
- ✓ USBメモリを介した反応プログラムのインポート/エクスポートが可能

実機を使ったデモを実施中！

総販売元のワケンビーテック株式会社までお気軽にお問い合わせください。

# Clontech PCR Thermal Cycler GP

## 製品情報

外形寸法	185(W) × 280(D) × 165(H) mm
重量	4.3 kg
電源	AC 100~240 V、50/60 Hz、6.6~3.1 A
加熱冷却方式	ペルチェ素子
加熱速度	最大 4.5°C/秒
冷却速度	最大 4.0°C/秒
温度表示	0.1°C単位
温度設定範囲	4~99.9°C
グラジエント機能	12段階、設定可能範囲：30~99.9°C（温度幅：0.1~30°C）
リッド温度範囲	30~110°C
処理検体数	0.2 ml シングルチューブ × 96本、0.2 ml 8連チューブ × 12本、 または96穴プレート 1枚
ディスプレイ	5インチカラータッチパネル
保存プログラム数	< 500（USBメモリへの保存も可能）

## 関連消耗品

製品名	容量	製品コード	価格(税別)
0.2ml 96well-plate for Real Time (Frosted)	10 plates	NJ401	¥13,000
Flat Cap for PCR Plate	125 strips	NJ402	¥24,000
96 well snap plate	10 plates	NJ710	¥14,000
Flat cap for snap plate	120 strips	NJ720	¥14,000
0.2 ml Hi-8-Tube	125 strips	NJ300	¥29,000
0.2 ml Hi-8-Dome Cap	125 strips	NJ301	¥10,000
0.2 ml Hi-Tube Dome Cap	1,000本	NJ200	¥17,000
0.2ml Single-Tube Dome Cap	1,000本	NJ204	¥14,000
0.2ml Single-Tube Flat Cap	1,000本	NJ205	¥14,000

- ・本チラシで紹介した製品はすべて研究用として販売しております。ヒト、動物への医療、臨床診断用には使用しないようご注意ください。また、食品、化粧品、家庭用品等として使用しないでください。
- ・タカラバイオの承認を得ずに製品の再販・譲渡、再販・譲渡のための改変、商用製品の製造に使用することは禁止されています。
- ・ライセンスなどに関する最新の情報は弊社ウェブサイトをご覧ください。
- ・本チラシに記載されている会社名および商品名などは、各社の商号、または登録済みもしくは未登録の商標であり、これらは各所有者に帰属します。
- ・本チラシ記載の価格は2024年12月23日現在の希望小売価格です。価格に消費税は含まれておりません。

2024年12月作成G

製造元  
タカラバイオ株式会社

総販売元  **ワケンビーテック株式会社**  
WAKEN B TECH CO., LTD.

東京支店 〒135-0034 東京都江東区永代2丁目31番1号 いちご永代ビル6階  
TEL(03)5621-2420/FAX(03)5621-2421  
西日本営業部 〒525-0058 滋賀県草津市野路東7丁目2番62号  
TEL(077)561-0081/FAX(077)561-0082

サポートデスク  **0120-749-810** 

使用法や修理などに関するご相談・お問い合わせ

営業時間 月曜～金曜 9:00～17:00(祝祭日・弊社休日は除く)

<https://www.wakenbtech.co.jp>

取扱店